

# Meliseptol® Wipes sensitive

Kiiretoimeline alkoholil põhinev desinfektant: toimib 1 minutiga

## Üldiselt

- Kiiretoimeline ja tõhus
- Kasutusvalmis desinfitseerivad salvärätid, immutatud Meliseptol® Foam lahusega
- Kuivab kiiresti
- Ei sisalda alküülamiine
- Värvitu
- Lõhnaainevaba
- 60 salvärätti karbis / täitepakendis
- Rullina Jumbo karbis (200\*152 mm<sup>2</sup>)

## Kasutusala

Sobib alkoholitundlike pindadega meditsiiniseadmete desinfektsiooniks nagu näiteks läbivaatustoolid, haiglavoodid ja operatsiooniruumide sisustus. Niisutage pindu kuni need on täielikult märjad ja hoidke märjana kogu ekspositsiooniaja vältel. Kiiretoimelisi pinnadesinfektante on väga hõlbus kasutada lihtsalt immutatud salvärätiga pühkides.

Ekspositsiooniaeg: 1 minut

## Sobivus erinevatele materjalidele ... et kaitsta ja hoida kõrgtehnoloogilisi seadmeid nt.

- **Dialog® hemodialüüsi aparaadid**
- **Perfusor® Space**
- **Infusomat® Space**
- Akrüülklaasist pinnad
- Ultraheliandurid firmalt Philips,
- Ultraheliandurid firmalt Hitachi,
- Ultraheliandurid firmalt ALOKA,
- Venue 40 konsool firmalt General Electric
- Kunstnaha hooldus (kušetid, taburetad, läbivaatus- ja ravitoolid Saksa firmalt Schmitz)
- TKS ja TKG klaviatuurid, TKH hiired Saksa firmalt Gett\*Gerätetechnik GmbH.
- Kaarditerminalid firmalt CCV Deutschland GmbH
- Lateks ja kumm
- Silikoon
- Makroloon

## Teave toote kohta

### Koostis:

Üks karp või täitepakend sisaldab 60 kasutusvalmis salvärätti, mis on immutatud 300 g Meliseptol® Foam lahusega. 100g Meliseptol® Foam lahust sisaldab: 17 g propaan-1-ooli, 0.23 g didetsüüldimetüülammooniumkloriidi (toimeained), abiained: < 5% mitteioonseid surfaktante, puhastatud vesi.

## Füüsikalised ja keemilised omadused

Meliseptol® Foam lahus

Üldised omadused	Selge, värvitu lahus
Tihedus (20°C)	≈0.98 g/ml
pH-väärtus	≈7
Leekpunkt (DIN 51 755)	+31.5 °C
Lõhnaaine	ei sisalda

## Mikrobioloogiline toime

Meliseptol® Wipes sensitive on efektiivne järgmiste tekitajate vastu:

Bakterid (sh tuberkuloositekitaja) ja seened (*fungi*), ümbrisega viirused: linnugriip A viirus, C-hepatiidi ja *Vaccinia* viirus, Ümbriseta viirused: polüoom-, noro- ja rotaviirused.

VAH-loetelu (varem DGHM-loetelu) 5 minutit pinnadesinfektsiooni haiglates ja esmatasandi tervishoiuasutustes, ilma mehaanilise puhastuseta, puhastes ja määratud tingimustes; ekspositsiooniajad alla 5 minuti ei ole loetletud.

## Kontsentratsioonid ja ekspositsiooniajad

Tekitaja	Testnormatiivid	Ekspositsiooniaeg
Bakterid, pärmseened ja ümbrisega viirused (B- ja C-hepatiidi viirus, <i>Vaccinia</i> viirus) ja rotaviirus	DGHM/VAH 2001 EN 1040, EN 1275, EN 1276 DVV / RKI	Puhastes tingimustes: 1 minut Saastunud tingimustes: 2 minutit
Seened ( <i>fungi</i> ) ( <i>A. brasiliensis</i> )	EN 13624	60 min.
Mükobakterid ( <i>M. terrae</i> )	EN 14348	3 min.

	EN 14563	
C-hepatiidi viirus (BVDV)	DV V / RKI	1 min.
Vaccinia virus	DV V / RKI	1 min.
Linnugriip A viirus	DVV / RKI	15 sekundit
Rotaviirus	DV V / RKI	1 min
Noroviirus (hiirte noroviirus -MNV)	EN 14476	5 min.
Polüoomviirus	DVV / RKI	5 min.

\*Olemas eksperthinnangud.

### Kasutusjuhend

1. Kandke kaitsekindaid
2. Lülitage elektriseadmed välja ning eemaldage pistik vooluvõrgust.
3. Pühkige kõik pinnad kasutades Meliseptol® Wipes sensitive salvrätte ja laske kuivada. Oodake, kuni tabelis nõutud aeg on möödunud! Raskesti ligipääsetavatele pindadele võib pihustada Meliseptol® Foam pure vahtu. Ärge pihustage vahendit seadmete avadesse.
4. Silmaga nähtavalt puhtaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse ühekorraga.
5. Kui esineb nähtav saastumine, siis tuleb protseduur läbi viia kahes järgus: a) esmalt eemaldatakse mustus Meliseptol® Foam pure'ga immutatud ühekordselt kasutatava pabersalvräti abil. b) seejärel viiakse läbi desinfektsioon teise Meliseptol® Foam pure'ga immutatud pabersalvrätiga.
6. Hävitage salvrätid vastavalt infektsioonikontrolli juhistele.
7. Enne seadmete uuesti kasutamist laske pindadel täielikult ära kuivada.

### Märgistamine vastavalt ohtlike ainete direktiivile

**Ei ole kohaldatav. Meliseptol® Wipes sensitive ei ole klassifitseeritud ohtliku ainena.**

#### R laused

R41 Silmade kahjustamise tõsine oht.

R67 Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

#### S laused

S24: Vältida kokkupuudet nahaga<sup>1</sup> (<sup>1</sup>W.Voss, Dermatest, Münster, 27.07.2007, Meliseptol® Foam pure taluvus neljanädalase testperioodi jooksul, mis vastas kliinilistele ja dermatoloogilistele tingimustele, oli väga hea. Ülitundlikkusest ei teatatud.)

S26: Silma sattumise korral loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.

S39: Kanda silmade/näokaitset.

### Hoiatused

Kasutage desinfektante ohutult ja järgides kasutusjuhendit.

Tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjad näevad ette, et kasutades desinfektante, mis ei ole mõeldud nahale, tuleb kanda kaitsekindaid.

Mitte säilitada pikaajaliselt temperatuuril  $\geq 25$  °C.

Mitte kasutada toodet pärast kõlblikkusaja lõppu.

### Keskkonnaalane teave

B. Braunile on omistatud alljärgnevad sertifikaadid:

- DIN EN ISO 9001 kvaliteedi juhtimissüsteem;
- DIN EN ISO 13485 meditsiiniseadmete tootmiseks ja sellega seotud kliendi vajadustele vastavate teenuste osutamiseks, mis vastavad kliendi vajadustele ja meditsiiniseadmete ning seotud teenuste kohta käivatele reguleerivatele nõuetele.
- DIN EN ISO 14001 keskkonna juhtimissüsteem
- OHSAS 18001 töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemid
- Sempachi tehase GMP sertifikaat (ravimite tootmine).

### Pakenditeave

Meliseptol® Wipes sensitive salvrätide materjal on 100% PET (polüetüleenitereftalaat), pakendatud PET/PE kottidesse.

Karp on valmistatud polüetüleenist (HDPE) ja vastavalt märgistatud. Selle tulemusena on optimaalseks ümbertöötluksuse võimalik jäätmete sorteerimine. Pakendit etiketid on polüetüleenist. B. Brauni pakendimaterjalid ei sisalda PVC ja on ümbertöödeldavad.

### Biolagunevus

Meliseptol® Wipes sensitive toimeained ja pindaktiivsed ained on vastavalt OECD meetoditele kergesti biolagunevad.

### Sertifikaadid

Meliseptol® Wipes sensitive on registreeritud ja vastab meditsiiniseadme direktiivi 93/42/EEC nõuetele ning kannab CE-märgistust.

### Müügipakend / Säilivusaeg

Pakendi suurus	Säilivusaeg	Hulgipakendi suurus
Meliseptol® Wipes sensitive täitepakend, 60 salvrätti	2 aastat	12
Punase kaanega Jumbo karp Meliseptol® Wipes sensitive salvrätide jaoks, sisaldab 60 salvrätti	2 aastat	12

**Tootja:** B. Braun Medical AG, CH-6204 Sempach, Šveits.

**Maaletooja:** B.Braun Medical OÜ Kädaka tee 70B 12618 Tallinn Tel: 677 12 00 e-mail: [info@bbraun.ee](mailto:info@bbraun.ee)