

Toode: Dentiro® Rätid

Aldehyüdivaba. Pindade, instrumentide ja meditsiiniliseadmete puhastus- ja desinfitseerimisrätikud.

- 60 sekundiga bakterid, seened (C.albicans)
- 60 sekundiga mükobakterid
- 60 sekundiga tuberkuloositekitajad (M.terrae)
- 60 sekundiga adenoviirus
- 60 sekundiga polioviirus
- 30 sekundiga viirused (ka HBV- ja HIV)
- 30 sekundiga Coronaviirus
- 30 sekundiga Vaccinia viirus
- 15 sekundiga Hepatiit C/BVDV
- 15 sekundiga Influenza A viirus
- 15 sekundiga Herpes Simplex viirus

Kasutamine: Pakend panna rätikuhoidikusse ja lõigata lahti. Tõmmata esimene rätik läbi kaanes oleva ava ja sulgeda kaas. Esemed ja asjad teha rätikuga niiskeks ja lasta toimida. Sobib ainult alkoholikindla materjali desinfitseerimiseks. Pärast kasutamist panna rätikuhoidik korralikult kinni.

Koostis 100g niisutava lahuse kohta: 31,3g etanooli, 16,7g 2-propanooli

Kasutusaeg:vaata pakil partii numbrit ja säilivusaega

Ettevaatusabinõud: R10 Süttiv. **S2** Hoida lastele kättesaamatus kohas. **S16** Süütevahendid hoida eemal.Mitte suitsetada. **S24/25** Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga

Toodetud Shveitsis

Oro Clean Chemie AG

Allmendstrasse 21, CH-8320 Fehrlortorf

Tel: 0041 01 954 80 30

Fax: 0041 01 954 80 40

Maaletooja:

Männikson HT OÜ

Tel.+3726031939