

## Toode: Dentiro® Foam

**Kasutusvalmis vaht sensitiivsete pindadega meditsiiniseadmete pindade desinfitseerimiseks, puhastamiseks ja hoolduseks.(n. ravitoolid, läbivaatuslauad jne.) Parfüümivaba ja bioloogiliselt kergesti lagunev.**

- 60 sekundiga bakterid, MRSA ja seened(C.albicans)
- 30 sekundiga viirused ka.HBV- ja HIV
- 30 sekundiga BVDV/Hepatiit C
- 30 sekundiga Vaccinia viirus
- 30 sekundiga Herpes Simplex viirus
- 30 sekundiga A-gripi viirus(ka.H1N1)
- 30 sekundiga rotaviirus

**Kasutamine:** Täitke vahupudel Dentiro Foam lahusega. Pihustage vaht desinfitseeritavatele pindadele. Määrige laiali, laske mõjuda ning pühkige kuivaks, kus vaja.

**Koostis 100g lahuse kohta:** 0,4g bensalkonium kloriidi, 0,4g N-alküülaminopropüülglütüsiini.

**Kasutusaeg:** (vaata pudeli alt partii numbrit ja säilivusaega)

### Ettevaatusabinõud:

**S25** Vältida kontakti silmadega

### Toodetud Shveitsis

Oro Clean Chemie AG

Allmendstrasse 21, CH-8320 Fehraltorf

Tel: 0041 01 954 80 30

Fax: 0041 01 954 80 40

Maaletooja:

Männikson HT OÜ

Paneeli 4a Tallinn

+3726030939

manniks@online.ee