

<b>Proovinõud/proovimaterjalid vastavalt tellitud analüüsidele</b>	<b>Säilitamise aeg</b>	<b>Temperatuur</b>
<b>Kliiniline keemia-hematoloogia</b>		
Happe-aluse tasakaalu uuringud	Ei säilitata	
Hüübimisuuringud	Ei säilitata	
Uriini ribaanalüüs uuringud	Ei säilitata	
Kliinilise keemia uuringud	2 päeva	+4 °C
Nakkustekitajate (HIV, HBV, HCV, HAV, T pallidum, CMV, EBV, T gondii, punetiseviirus) uuringud	7 päeva	+4 °C
Hematoloogilised uuringud	3 päeva	+4 °C
Immuunhematoloogilised uuringud (k.a.geelkaardid)	1 nädal	+4 °C
Hematomorfoloogiliste uuringute preparaadid	1 päev	+4 °C
Hematomorfoloogiliste uuringute preparaadid (HOHÜ)	2 nädalat	toatemperatuur
Luuüdi tsütoloogilised uuringud (äigepreparaadid, histoloogilised preparaadid)	10 aastat	toatemperatuur
<b>Immuunanalüüs</b>		
Meningiiditekitajate uuringud	1 tööpäev	+4 °C
Sugulisel teel levivate infektsioonide uuringud	1 nädal	+4 °C
Hingamisteede infektsioonide uuringud	1 nädal	+4 °C
Herpesviiruste, polüoomiviiruste uuringud	1 nädal	+4 °C
Puukidega levivad infektsioonide, enteroviiruste, sooleinfektsioonide, muude infektsioonide uuringud	1 nädal	+4 °C
HIV-i ja hepatiidide uuringud (RNA/DNA)	2 nädalat	+4 °C
Vereloome kasvajate uuringud	2 nädalat	+4 °C
HLA-, koesobivusuuringud	2 nädal	+4 °C
Autoimmunuuringud	1 nädal	+4 °C
Allergiauuringud	1 nädal	+4 °C
Voolutsütomeetrilised uuringud	3 tööpäeva	+4 °C
<b>Mikrobioloogilised uuringud</b>		
Transportsöötmed (v.a uriinikonteinerid)	5 päeva	+4 °C
Bactec pudelid (positiivsed)	5 päeva	
<b>Mükobakterioloogilised uuringud</b>		
Kõik materjalid (v.a veri)	15 nädalat	+4 °C
Veri tuberkuloosi sõeluuringuks (IGRA)	2 nädalat	+4 °C
Algmaterjali bakterioskoopia preparaadid (positiivsed)	1 aasta	toatemperatuur
<b>Geneetikakeskus - Ainevahetushaiguste uuringud</b>		
Seerumid	5 aastat	-20 °C
Uriinid (patoloogiata)	2 kuud	-20 °C
Uriinid (patoloogiaga)	20 aastat	-20 °C
Vereplekid	25 aastat	toatemperatuur

<b>Geneetikakeskus - Tsütogeneetilised uuringud</b>		
Kromosoomipreparaadid loote materjalidest	2 aastat	toatemperatuur
FISH uuringu preparaadid loote materjalidest	3 kuud	+4 °C
Lootevee fikseeritud suspensioonid	2 aastat	-20 °C
Lootevesi FISH uuringuks	6 kuud	-20 °C
FISH uuringu preparaadid luuüdist ja verest	3 kuud	+4 °C
Kromosoomipreparaadid verest	2 aastat	toatemperatuur
Kromosoomipreparaadid luuüdist	2 aastat	toatemperatuur
<b>Geneetikakeskus - Molekulaardiagnostilised uuringud</b>		
DNA kõigist materjalidest	30 aastat	-20 °C
DNA FSHB ja hüpolaktaasia uuringuteks	1 aasta	-20 °C
Sekveneerimise ja kiibianalüüsi toorandmed	tähtajatu	