



TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM

ÜHENDLABOR

2025 Kliiniline keemia ja laboratoorse
hematoloogia osakond

L. Puusepa 8, 51014 Tartu, tel. 731 8316

<http://www.kliinikum.ee/yhendlabor>



STL1110034

KLEEBI SIIA VÖÖTKOOD

ANALÜÜSIDE TELLIMISLEHT

Patsiendi PERENIMI ----- EESNIMI -----
Isikukood (või sugu ja vanus)----- Proovivõtu kuupäev -----
Tellija (nimi, kood)----- Proovivõtu kellaaeg -----
Tellija telefon ----- Proovivõtja (nimi, kood) -----
Asutus, osakond-----

Proovinõu: fosfaatpuhverlahusega katsuti

Proovimaterjal: tupesekret

IGFBP-1 tupekaapes (Vag-IGFBP-1)

66708

Tupesekreedi proov võetakse steriilse vatitamponiga tupe võlvist või emakakaelalt, vatitamponi hoitakse tipes 10–15 sekundit ja asetatakse seejärel ekstraerimislahusesse, keerutades tampooni vastu katsuti seinu 10 sekundi jooksul. Ekstraheeritud proovimaterjal säilib neli tundi toatemperatuuril.