

## Autoklaavi steriliseerimisvõime kontroll

Mikrobioloogia osakond, tel. 731 9338, 731 9339

### Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Proovinõu	Autoklaavi bioloogilise kontrolli ampull testkultuuriga ( <i>Bacillus stearothermophilus</i> 'e eosed)
Säilivus	Toatemperatuuril

Ampull läbib steriliseerimistsükli autoklaavis koos steriliseeritava materjaliga. Pärast tsükli läbimist saadetakse ampull laborisse.

**Analüüsi tegemise aeg:** tööpäeviti

**Analüüsimeetod:** ampulli inkubeeritakse kaks ööpäeva +56 °C juures. Lõplik vastus 3. päeval.

### Näidustus ja kliiniline tähendus

Autoklaavi kontroll.

Kui ampullis kasvab mikroob, on sterilisatsioon olnud ebapiisav.

Krista Lõivukene