

C-hepatiidi viiruse genotüüp (S,P-HCV genot)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab synlab Eesti labor, tel. 17123

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Katsuti	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane või punane kollase rõngaga kord) või K2E/K3E katsuti (lilla kork)
Säilivus	Seerum/plasma toatemperatuuril 12 tundi, +4 °C viis päeva, -20 °C üks aasta

Transport toimub tööpäeviti synlab Eesti autoga.