

Hemoglobiini fraktsioonid veres (sõeluuring, kinnitav uuring) (B-Hb-Fr screen, B-Hb-Fr conf)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab Põhja-Eesti Regionaalhaigla labor, tel. 6171661

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Katsuti	K2E/K3E-katsuti
Säilivus	Veri +4 °C kolm päeva

Transport toimub neljapäeviti kliinikumi autoga. Proovimaterjal peab olema ühendlabori vastuvõtu ja logistika osakonnas (Puusepa 8) hiljemalt kolmapäeval kell 15.00.