

A-gripi viiruse tüpiseerimine hemaglutiniini geeni alusel ninakaapes (Nose-Influenza A virus typ)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab Terviseameti kesklabor, tel. 6943635

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Proovinõu	Steriilne tampooniga katsuti
Säilivus	+ 4 °C viis päeva

Transport toimub neljapäeviti kliinikumi autoga. Proovimaterjal peab olema ühendlabori vastuvõtu ja logistika osakonnas (Puusepa 8) hiljemalt kolmapäeval kell 15.00.