

Adrenaliin ja noradrenaliin plasmas (P-Adre, P-Noradre)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab synlab Eesti labor, tel. 17123

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Katsuti	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)
Säilivus	Veri saata laborisse võimalikult kiiresti plasma eraldamiseks. Plasma -20 °C kaks kuud

Transport toimub tööpäeviti synlab Eesti autoga.

Referentsväärtused

≥ 18 a	Adrenaliin	Noradrenaliin
	< 90 ng/L	< 500 ng/L