

Apolipoproteiin A1 (fS-ApoA1)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab Põhja-Eesti Regionaalhaigla labor, tel. 6171661

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Analüüsiks on vajalik paastuseerum.

Katsuti	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)
Säilivus	Seerum toatemperatuuril üks päev, +4 °C kolm päeva, -20 °C kaks kuud

Transport toimub neljapäeviti kliinikumi autoga. Proovimaterjal peab olema ühendlabori vastuvõtu ja logistika osakonnas (Puusepa 8) hiljemalt kolmapäeval kell 15.00.

Referentsväärtused

≥ 18 a	N 38,6–80,3 µmol/L M 37,1–72,1 µmol/L
--------	--