

Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG (paneel) (S-Autoimmune encephalitis IgG panel, CSF-Autoimmune encephalitis IgG panel)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab Lääne-Tallinna Keskhaigla labor, tel. 6511418

Paneeli kuuluvad analüüsid

NMDA-vastane IgG seerumis, liikvoris	S,CSF-NMDA IgG
AMPA1-vastane IgG seerumis, liikvoris	S,CSF-AMPA1 IgG
AMPA2-vastane IgG seerumis, liikvoris	S, CSF-AMPA2 IgG
Caspr2-vastane IgG seerumis, liikvoris	S, CSF-Caspr2 IgG
Lg1-vastane IgG seerumis, liikvoris	S, CSF-Lg1 IgG
GABA retseptor B1 vastane IgG seerumis, liikvoris	S, CSF-GABAR B1 IgG

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Katsuti	Seerum: geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) Liikvor: lisanditeta katsuti (värvitu või valge valge rõngaga kork)
Säilivus	Seerum, liikvor +4 °C 14 päeva

Transport toimub neljapäeviti kliinikumi autoga. Proovimaterjal peab olema ühendlabori vastuvõtu ja logistika osakonnas (Puusepa 8) hiljemalt kolmapäeval kell 15.00.