

### ***Borrelia burgdorferi* DNA (XXX-B burgdorferi DNA)**

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab synlab Eesti labor, tel. 17123

#### **Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine**

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Proovinõu | Biopsiamaterjal, liikvor, liigesvedelik (0,5–1,0 mL): steriilne proovitops |
| Säilivus  | Toatemperatuuril 12 tundi, +4 °C viis päeva, -20 °C üks aasta              |

Transport toimub tööpäeviti synlab Eesti autoga.