

Candida albicans DNA (XXX-C albicans DNA)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab synlab Eesti labor, tel. 17123

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Proovinõu	Naha-, suulimaskesta-, tupe-, ureetrakaabe: steriilne tampooniga katsuti Biopsiamaterjal, esmasjoo uriin (3 mL), sperma (0,5–1 mL): steriilne proovitops Veri: K2E/K3E katsuti (lilla kork)
Säilivus	Toatemperatuuril 12 tundi, +4 °C viis päeva, -20 °C kaksteist kuud

Transport toimub tööpäeviti synlab Eesti autoga.