

***Cryptococcus neoformans* antigeen (S-C neoformans Ag, CSF-C neoformans Ag)**

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab Lääne-Tallinna Keskhaigla labor, tel. 6511415

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Katsuti	Seerum: geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) Liikvor: lisanditeta katsuti (värvitu või valge korgiga katsuti)
Säilivus	Seerum/liikvor +4 °C üks päev, -20 °C kaks nädalat

Transport toimub neljapäeviti kliinikumi autoga. Proovimaterjal peab olema ühendlabori vastuvõtu ja logistika osakonnas (Puusepa 8) hiljemalt kolmapäeval kell 15.00.