

Fenütoiin (S,P-Phenyt)

Vastuvõtu ja logistika osakond, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab Põhja-Eesti Regionaalhaigla labor

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Proov ei tohi olla hemolüütiline! Proov tuleb võtta vahetult enne järgmise ravimiannuse manustamist!

Katsuti	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (punane kollase rõngaga või kollane kork) või geeliga LH-katsuti (roheline kollase rõngaga või heleroheline kork)
Säilivus	Seerum/plasma toatemperatuuril kaheksa tundi, +4 °C kaks päeva, -20 °C pikemat aega

Transport toimub neljapäeviti kliinikumi autoga. Proovimaterjal peab olema ühendlabori vastuvõtu ja logistika osakonnas (Puusepa 8) hiljemalt kolmapäeval kell 15.00.

Referentsväärtused

Kõik vanusegrupid	Terapeutiline kontsentratsioon	10–20 mg/L	Toksiline kontsentratsioon	> 20 mg/L
-------------------	--------------------------------	------------	----------------------------	-----------