

Francisella tularensis vastased IgM ja IgG (S-F tularensis IgM, S-F tularensis IgG)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316 või 731 9330, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab synlab Eesti labor, tel. 17123

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Katsuti	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane või punane kollase rõngaga kork)
Säilivus	Seerum +4 °C seitse päeva, -20 °C pikemat aega

Transport toimub tööpäeviti synlab Eesti autoga.