

Gangliosiidide vastane IgM (GM1,GM2,GM3,GD1a,GD1b, GT1g,GQ1b) paneel (S-Gangliosides IgM panel)

Gangliosiidide vastane IgG (GM1,GM2,GM3,GD1a,GD1b, GT1g,GQ1b) paneel (S-Gangliosides IgG panel)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab Ida-Tallinna Keskhaigla labor, tel. 6207217

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Katsuti	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane või punane kollase rõngaga kork)
Säilivus	Seerum +4 °C 14 päeva

Transport toimub neljapäeviti kliinikumi autoga. Proovimaterjal peab olema ühendlabori vastuvõtu ja logistika osakonnas (Puusepa 8) hiljemalt kolmapäeval kell 15.00.