

***Gardnerella vaginalis* DNA (XXX-G vaginalis DNA)**

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab synlab Eesti labor, tel. 17123

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Proovinõu	Tupekaabe: steriilne tampooniga katsuti
Säilivus	Toatemperatuuril 12 tundi, +4 °C viis päeva, -20 °C kaksteist kuud

Transport toimub tööpäeviti synlab Eesti autoga.