

Inimese herpesviiruse 8 DNA (P-HHV8 DNA)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab synlab Eesti labor, tel. 17123

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Katsuti	K2E/K3E katsuti (lilla kork)
Säilivus	Plasma toatemperatuuril 24 tundi, +4 °C viis päeva, -20 °C kaksteist kuud

Transport toimub tööpäeviti synlab Eesti autoga.