

Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3 (S-IGFBP-3)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab synlab Eesti labor, tel. 17123

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Katsuti	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)
Säilivus	Seerum +4 °C 24 tundi, -20 °C pikemat aega

Transport toimub tööpäeviti synlab Eesti autoga.

Referentsväärtused

< 3 a	0,7–3,9 mg/L
3 a – < 5 a	0,9–4,7 mg/L
5 a – < 7 a	1,2–5,5 mg/L
7 a – < 8 a	1,4–6,1 mg/L
8 a – < 9 a	1,6–6,5 mg/L
9 a – < 10 a	1,8–7,1 mg/L
10 a – < 11 a	2,1–7,7 mg/L
11 a – < 12 a	2,4–8,4 mg/L
12 a – < 13 a	2,7–8,9 mg/L
13 a – < 17 a	3,0–10,0 mg/L
17 a – < 18 a	3,2–8,7 mg/L
18 a – < 31 a	3,0–7,8 mg/L
31 a – < 61 a	3,3–7,0 mg/L
61 a – < 76 a	2,8–6,6 mg/L
≥ 76 a	2,2–5,0 mg/L