

Komplemendi komponendi C1 inhibiitor (S-C1 Inhibitor)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab Ida-Tallinna Keskhaigla labor, tel. 6207217

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Katsuti	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)
Säilivus	Seerum +4 °C kaks päeva, -20 °C pikemat aega

Transport toimub neljapäeviti kliinikumi autoga. Proovimaterjal peab olema ühendlabori vastuvõtu ja logistika osakonnas (Puusepa 8) hiljemalt kolmapäeval kell 15.00.

Referentsväärtused

Kõik vanusegrupid	0,21–0,39 g/L
-------------------	---------------