

Leptospira spp serotüüp (S-Leptospira spp serotype)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316 või 731 9330, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab Terviseameti kesklabor, tel. 6943635

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Katsuti	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane või punane kollase rõngaga kork)
Säilivus	Seerum +4 °C viis päeva, -20 °C pikemat aega

Transport toimub neljapäeviti kliinikumi autoga. Proovimaterjal peab olema ühendlabori vastuvõtu ja logistika osakonnas (Puusepa 8) hiljemalt kolmapäeval kell 15.00.