

Marutõveviiruse vastane IgG (S-Rabies virus IgG)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab synlab Eesti labor, tel. 17123

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Katsuti	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)
Säilivus	Seerum +4 °C seitse päeva, -20 °C kuid

Transport toimub tööpäeviti synlab Eesti autoga.