

I tüüpi prokollageeni N-fragment (S-P1NP)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab Põhja-Eesti Regionaalhaigla labor, tel. 6171661

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Enne proovi võtmist soovitatav vähemalt 12-tunnine paastumine. Verd on soovitatav võtta hommikul enne kella 10, korduvate uuringute puhul iga kord ühel ja samal ajal.

Katsuti	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)
Säilivus	Seerum toatemperatuuril üks päev, +4 °C viis päeva, -20 °C kuus kuud. Juhul kui proovimaterjali ei saa kohe laborisse saata, tuleb plasma eraldada.

Transport toimub neljapäeviti kliinikumi autoga. Proovimaterjal peab olema ühendlabori vastuvõtu ja logistika osakonnas (Puusepa 8) hiljemalt kolmapäeval kell 15.00.

Referentsväärtused

Mehed		Naised	
20 a - < 25 a	15-115	20 a - < 25 a	15-90
25 a - < 71 a	15-80	25 a - < 50 a	15-70
≥ 71 a	15-115	50 a - < 71 a	15-90
		≥ 71 a	15-115