

***Rickettsia conorii* vastane IgM (S-R conorii IgM)**
***Rickettsia conorii* vastane IgG (S-R conorii IgG)**

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316 või 731 8330, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab synlab Eesti labor, tel. 17123

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Katsuti	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)
Säilivus	Seerum +4 °C seitse päeva

Transport toimub tööpäeviti synlab Eesti autoga.