

***Rickettsia typhi* vastane IgM (S-R typhi IgM)**  
***Rickettsia typhi* vastane IgG (S-R typhi IgG)**

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316 või 731 8330, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab synlab Eesti labor, tel. 17123

**Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine**

|          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Katsuti  | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) |
| Säilivus | Seerum +4 °C seitse päeva                                                             |

Transport toimub tööpäeviti synlab Eesti autoga.