

Sugulisel teel levivate infektsioonitekitajate DNA (haavandi paneel) (XXX-STD1 DNA ulcer panel)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab synlab Eesti labor, tel. 17123

Analüüsid

Lihtherpesviiruse 1. tüübi DNA	xxx-HSV1 DNA
Lihtherpesviiruse 2. tüübi DNA	xxx-HSV2 DNA
<i>Treponema pallidum</i> DNA	xxx-T pallidum DNA
<i>Haemophilus ducreyi</i> DNA	xxx-H ducreyi DNA
<i>Chlamydia trachomatis</i> LGV DNA	xxx-C trachomatis LGV DNA

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Proovinõu	Haavandikaabe, villisisu: steriilne tampooniga katsuti
Säilivus	Toatemperatuuril 12 tundi, +4 °C viis päeva, -20 °C kaksteist kuud

Transport toimub tööpäeviti synlab Eesti autoga.