

### **Toxoplasma gondii DNA (XXX-T gondii DNA)**

**Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab synlab Eesti labor, tel. 17123**

#### **Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine**

|          |                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katsuti  | Amnionivedelik, liikvor: lisanditeta katsuti (värvitu kork või valge kork) või steriilne proovtops<br>Veri: K2E/K3E katsuti (lilla kork) |
| Säilivus | Amnionivedelik, liikvor, plasma toatemperatuuril 12 tundi, +4 °C<br>viis päeva, -20 °C kaksteist kuud                                    |

Transport toimub tööpäeviti synlab Eesti autoga.