

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

### Ühendlabori poolt vahendatavad analüüsid

| Analüüsi nimetus                       | Lühend               | Teostav labor                          | Kontaktid  | Kood  | Proovinõu                                                                             | Säilivus                                                                             | Transport                                                                           |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 14-3-3 liikvoris                       | CSF-14-3-3           | SYNLAB<br><br>Veerenni 53a,<br>Tallinn | Tel. 17123 | 66709 | Valge keeratava korgiga 5mL<br>proovitops (küside laborist)                           | Toatemperatuuril 48 h, +4 °C 3 päeva, -20 °C. Verine liikvor võib mõjutada tulemust! | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| 17-OHP                                 | S-17-OHP             | SYNLAB<br><br>Veerenni 53a,<br>Tallinn | Tel. 17123 | 66708 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | +4 °C 4 päeva , -20°C pikemat aega                                                   | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| 21OH IgG                               | S-21OH IgG QN        | SYNLAB<br><br>Veerenni 53a,<br>Tallinn | Tel. 17123 | 66708 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | Seerum eraldatuna -20°C pikemat aega                                                 | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| Acanthamoeba spp. DNA silmamaterjalist | Eye-Acanthamoeba-DNA | SYNLAB<br><br>Veerenni 53a,<br>Tallinn | Tel. 17123 | 66610 | Steriilne tampooniga katsuti                                                          | Toatemperatuuril kuni 3 päeva                                                        | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| Adrenaliin                             | P-Adre               | SYNLAB                                 | Tel. 17123 | 66709 | K2E/K3E-katsuti (lilla kork)                                                          | Plasma eraldatuna                                                                    | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| Noradrenaliin                          | P-Noradre            | Veerenni 53a,<br>Tallinn               |            | 66709 |                                                                                       | -20°C pikemat aega                                                                   |                                                                                     |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                                                   |                               |                                                    |              |       |                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A-gripi viiruse tüpiseerimine<br>ninaneelukaapest | xxx- Influenza A<br>virus typ | Terviseameti<br>labor, Paldiski<br>mnt 81, Tallinn | Tel. 7943635 | 66610 | Steriilne tampooniga katsuti                                                                                                                                              | +4°C 5 päeva                                                           | Tööpäeviti, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>immuunanalüüsi<br>osakond, tel. 7318 316                   |
| Akvaporiin 4 IgG                                  | S-AQP4 IgG                    | ITK Kesklabor,<br>Ravi 18, Tallinn                 | Tel. 6207217 | 66709 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork)                                                                               | +4°C 14 päeva                                                          | Neljapäeviti kliinikumi<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316 |
| Albendasoolsulfoksiid                             | S-Albendazole<br>sulfoxide    | SYNLAB<br><br>Veerenni 53a,<br>Tallinn             | Tel. 17123   | 66144 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork)                                                                               | +4°C 7 päeva                                                           | Tööpäeviti SYNLAB<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316       |
| Alfaenolaasi Ab                                   | S,P-aENO Ab IB                | SYNLAB<br><br>Veerenni 53a,<br>Tallinn             | Tel. 17123   | 66709 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork)                                                                               | Toatemperatuuril 24<br>h, +4 °C 7 päeva                                | Tööpäeviti SYNLAB<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316       |
| ApoA1                                             | S,P-ApoA1                     | PERH labor,<br>J.Sütiste tee 19,<br>Tallinn        | Tel. 6171026 | 66124 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork) või geeliga<br>LH-katsuti (roheline kollase<br>rõngaga või heleroheline kork) | Seerum eraldatuna<br>toatemp. 1 päev,<br>+4°C 8 päeva, -25°C<br>2 kuud | Neljapäeviti kliinikumi<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316 |
| ApoB                                              | S,P-ApoB                      | PERH labor,<br>J.Sütiste tee 19,<br>Tallinn        | Tel. 6171026 | 66124 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork) või geeliga                                                                   | Seerum, plasma<br>eraldatuna toatemp.<br>1 päev, +4°C 8                | Neljapäeviti kliinikumi<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL                                        |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                           |                     |                                             |                                                      |       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                     |                                             |                                                      |       | LH-katsuti (roheline kollase rõngaga või heleroheline kork) | päeva, -25°C 2 kuud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | logistika osakond, tel. 7318 316                                                          |
| A vaginae DNA             | XXX-A vaginae DNA   | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn          | Tel. 17123                                           | 66608 | Tupekaabe – steriilne tampooniga katsuti                    | Toatemperatuuril 12 tundi, +4°C 5 päeva, -20°C 1 aasta                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| Beetaamüloid 42 liikvoris | CSF-Beta amyloid 42 | PERH labor,<br>J.Sütiste tee 19,<br>Tallinn | Tel. 617 1838,<br>617 1163;<br>617 1028;<br>617 1026 | 66715 | Sarstedti valepõhjaga katsuti                               | Lumbaalpunktsioon on soovitatav teostada päeva esimeses pooles. Esimesed 2 ml ei kuulu analüüsimisele. Analüüsimisele saadetak liikvor (vähemalt 2,5 ml) tuleb koguda 2,5 ml Sarstedti valepõhjaga katsutisse. Proovid saata külmakehadega termokarbis (2-8°C) vähemalt 7 päeva jooksul peale proovi võtmist.<br><br>Säilivus<br><br>+4 °C 14 päeva | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                                                                      |                                                                              |                                       |                        |                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beeta-2-transferriin (liikvori lekke tuvastamiseks)                  | XXX-Beta-2-transferriin                                                      | PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn | Tel. 6171026, 617 1661 | 66715 x 3                        | Nasaalne- või kõrvaeritis– lisanditeta katsuti (valge kork) või eppendorfi katsuti<br><br>Seerum – geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (punane kollase rõngaga või kollane kork) | +4 °C 7 päeva<br><br>-20 °C pikemat aega                 | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| B henselae IgG<br>B henselae IgM<br>B quintana IgG<br>B quintana IgM | S-B henselae IgG<br>S-B henselae IgM<br>S-B quintana IgG<br>S-B quintana IgM | SYNLAB<br><br>Veerenni 53a, Tallinn   | Tel. 17123             | 66711<br>66711<br>66711<br>66711 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork).<br><br>Seerumi kogus vähemalt 1 mL                                                           | +4 °C 7 päeva<br><br>-20 °C pikemat aega                 | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| B burgdorferi DNA                                                    | XXX-B burgdorferi DNA                                                        | SYNLAB<br><br>Veerenni 53a, Tallinn   | Tel. 17123             | 66608                            | biopsiamaterjal, liikvor 0,5 – 1,0 mL, liigesevedelik 0,5 – 1,0 mL steriilne proovitops                                                                                             | Toatemperatuuril 12 tundi, +4 °C 5 päeva, -20 °C 1 aasta | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| C1 inhibiitor                                                        | S-C1 Inhibitor                                                               | ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn       | Tel. 6207217           | 66709                            | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)                                                                                               | +4 °C 8 päeva, -20°C 1 aasta                             | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| C1 inhibiitori funktsioon                                            | S-C1 Inhibitor func                                                          | ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn       | Tel. 6207217           | 66709                            | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)                                                                                               | Toatemperatuuril 6 tundi, -20°C pikemat aega             | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                                                                  |                                                                  |                                 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                  |                                 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                 | <b>NB!</b> Analüüsi teostatakse 1x kvartalis           |                                                                                           |
| C albicans DNA                                                   | XXX-C albicans DNA                                               | SYNLAB<br>Veerenni 53a, Tallinn | Tel. 17123   | 66608              | Naha-, suulimaskesta-, tupe-, ureetrakaabe – steriilne tampooniga katsuti<br><br>biopsiamaterjal, esmasjoo uriin 3 mL, sperma 0,5 – 1 mL - steriilne proovitops<br><br>veri 3 mL - K2E/K3E-katsuti (lilla kork) | Toatemperatuuril 12 tundi, +4°C 5 päeva, -20°C 12 kuud | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| Komplemendi süsteemi sõeluuringu paneel                          | S-C1-C9 screen panel                                             | ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn | Tel. 6207923 | 66709 x 4          | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)                                                                                                                           | Seerum säilitada saatmiseni – 70 °C juures             | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| Chikungunya viiruse IgM tiiter<br>Chikungunya viiruse IgG tiiter | S-Chikungunya virus IgM titr<br><br>S-Chikungunya virus IgG titr | SYNLAB<br>Veerenni 53a, Tallinn | Tel. 17123   | 66709<br><br>66709 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)                                                                                                                           |                                                        | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| Clostridium tetani toksiooni IgG QN                              | S,P-C tetani tox IgG QN                                          | ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn | Tel. 6207923 | 66709              | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) või                                                                                                                       | +4°C 14 päeva, -20 °C pikemat aega                     | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318316  |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                                  |                                      |                                                           |              |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CMV IgG aviidsus                 | S-CMV IgG avidity                    | Lääne-Tallinna Keskhaigla labor, Paldiski mnt.68, Tallinn | Tel. 6511415 | 66709          | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)                                                                        | +4°C 7 päeva, -20 °C pikemat aega                                                                               | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318316 |
| C neoformans Ag                  | XXX-C neoformans Ag                  | Lääne-Tallinna Keskhaigla labor, Paldiski mnt.68, Tallinn | Tel. 6511415 | 66709          | Seerum – Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)<br><br>Liikvor – lisanditeta katsuti (valge või värvitu kork) | Seerum, liikvor , +4 °C 1 päev, pikemaajaliseks säilitamiseks liikvor ja veri tsentrifuugida, - 20 °C 2 nädalat | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318316 |
| C psittaci IgM<br>C psittaci IgG | S-C psittaci IgM<br>S-C psittaci IgG | SYNLAB<br>Veerenni 53a, Tallinn                           | Tel. 17123   | 66712<br>66712 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)                                                                        | +4°C 7 päeva, -20 °C pikemat aega                                                                               | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316      |
| C trachomatis LGV DNA            | XXX- C trachomatis LGV DNA           | SYNLAB<br>Veerenni 53a, Tallinn                           | Tel. 17123   | 66608          | Haavandikaabe, villisisu, rektaalkaabe, lümfisõlmede aspiraati – steriilne tampooniga katsuti                                                                | Toatemperatuuril 12 tundi, +4°C 5 päeva, -20°C 12 kuud                                                          | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316      |
| CTx                              | S-CTx                                | PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn                     | Tel. 6171026 | 66708          | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)                                                                        | +4°C 8 tundi, -20 °C 3 kuud                                                                                     | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318316 |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                                              |                              |                                    |              |       |                                                                                           |                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dengue viiruse IgM                           | S-Dengue virus IgM           | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn | Tel. 17123   | 66709 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)     | +4 °C 7 päeva                      | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316      |
| Dengue viiruse IgG                           | S-Dengue virus IgG           | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn | Tel. 17123   | 66709 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)     | +4 °C 7 päeva                      | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316      |
| Corynebacterium diphtheriae toksiooni IgG QN | S,P-C diphtheriae tox IgG QN | ITK Kesklabor,<br>Ravi 18, Tallinn | Tel. 6207923 | 66709 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) või | +4°C 14 päeva, -20 °C pikemat aega | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318316 |
| Echinococcus sp Ab tiiter                    | S-Echinococcus sp Ab titr    | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn | Tel. 17123   | 66709 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)     | +4 °C 7 päeva                      | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316      |
| E multilocularis IgG kinnitav                | S-E multilocularis IgG conf  |                                    |              | 66714 |                                                                                           |                                    |                                                                                          |
| E granulosus IgG kinnitav                    | S-E granulosus IgG conf      |                                    |              | 66714 |                                                                                           |                                    |                                                                                          |
| Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas   | St-pE1                       | ITK Kesklabor,<br>Ravi 18, Tallinn | Tel. 6207217 | 66709 | Roojatops                                                                                 | +4 °C 3 päeva, -20 °C 1 aasta      | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL                                 |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                                                            |                                                              |                                                      |              |                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                              |                                                      |              |                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          | logistika osakond, tel. 7318 316                                                                      |
| Emitsizumab                                                | P-Emicizumab                                                 | PERH labor,<br>J.Sütiste tee 19,<br>Tallinn          | Tel. 6171026 | 66305              | 9NC katuti (helesinine kork)                                                                                                                                         | Plasma<br>toatemperatuuril 4<br>tundi, -20 °C 2<br>nädalat, -80 °C 6<br>kuud. Plasma tuleb<br>eraldada 4 tunni<br>jooksul peale proovi<br>võtmist<br>(tsentrifuugida 2000-<br>2500 x g juures 15<br>min) | Neljapäeviti kliinikumi<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316 |
| Endomüüsiümivastane IgA                                    | S,P-EMA IgA                                                  | ITK Kesklabor,<br>Ravi 18, Tallinn                   | Tel. 6207217 | 66712              | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (punane kollase rõngaga<br>või kollane kork) või geeliga<br>LH-katsuti (roheline kollase<br>rõngaga või heleroheline kork) | +4 °C 14 päeva, -20<br>°C kuus kuud                                                                                                                                                                      | Neljapäeviti kliinikumi<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316 |
| Enterotsüütide IgA tiiter<br><br>Enterotsüütide IgG tiiter | S,P-Enterocyte<br>IgA titr<br><br>S,P-Enterocyte<br>IgG titr | SYNLAB<br><br>Veerenni 53a,<br>Tallinn Tel.<br>17123 | Tel. 17123   | 66712<br><br>66712 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (punane kollase rõngaga<br>või kollane kork)                                                                               | +4 °C 14 päeva                                                                                                                                                                                           | Tööpäeviti SYNLAB<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316       |
| Everoliimus                                                | B-Everolimus                                                 | SYNLAB<br><br>Veerenni 53a,<br>Tallinn               | Tel. 17123   | 66144x2            | K2E/K3E-katsuti (lilla kork)                                                                                                                                         | Hoida saatmiseni +4<br>°C juures                                                                                                                                                                         | Tööpäeviti SYNLAB<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL                                              |



|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                                      |                         |                                             |              |                |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                         |                                             |              |                |                                                                                                                                                          |                                                        | logistika osakond, tel. 7318 316                                                                                                                                                                      |
| Fenütoiin                            | S,P-Phenyt              | PERH labor,<br>J.Sütiste tee 19,<br>Tallinn | Tel. 6171026 | 66143          | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (punane kollase rõngaga või kollane kork) või geeliga LH-katsuti (roheline kollase rõngaga või heleroheline kork) | Toatemperatuuril 4 päeva, +4 °C 4 päeva, -20 °C 2 kuud | Tööpäeviti, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 731 8316                                                                                                                                 |
| F tularensis IgM<br>F tularensis IgG | S-F tularensis IgM, IgG | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn          | Tel. 17123   | 66708<br>66708 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)                                                                    | +4°C 7 päeva, -20°C pikemat aega                       | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316                                                                                                                   |
| Granulotsüütide fagotsütoosivõime    | B-Granulocyte OB        | ITK Kesklabor,<br>Ravi 18, Tallinn          | Tel. 6207217 | 4 x 66705      | Geelita LH-katsuti (roheline musta rõngaga kork)                                                                                                         | Toatemperatuuril 24 h                                  | Proov võtta K alates kl.14.00-st kuni N varahommikuni (proovinõu peab olema laboris enne kl.7.30). Transport neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistikaosakond, tel. 7381 316 |
| G vaginalis DNA                      | XXX-G vaginalis DNA     | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn          | Tel. 17123   | 66608          | Tupekaabe – steriilne tampooniga katsuti                                                                                                                 | Toatemperatuuril 12 tundi, +4°C 5 päeva, -20°C 12 kuud | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316                                                                                                                   |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                                                                                   |                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                       |                                                              |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haemophilus influenzae B IgG QN                                                   | S-H influenzae B IgG QN                                  | ITK Kesklabor, Ravi 18, Tallinn                                              | Tel. 6207217 | 66709   | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | +4 °C 2 päeva, -20 °C pikemat aega                           | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| HCV genotüüp                                                                      | S,P-HCV genot                                            | SYNLAB<br>Veerenni 53a, Tallinn                                              | Tel. 17123   | 66612   | K2E/K3E-katsuti (lilla kork)                                                          | Toatemperatuuril 24 tundi, +4°C 3 päeva, -20 °C pikemat aega | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| HCV NS3, NS5A resistentsusmutatsioonid                                            |                                                          | TÜ bio-ja siirdemeditiini instituut<br><br>mikrobioloogia osakond, Ravila 19 | 7374185      | 66618x2 | K2E/K3E-katsuti (lilla kork)                                                          | Plasma -80 °C                                                | Tööpäeviti<br>Ühendlabori<br>prooviringiga                                                |
| Helicobacter pylori DNA ja klaritromütsiin-tundlikkuse paneel                     | XXX-H pylori DNA, clarithromycin panel                   | SYNLAB<br>Veerenni 53a, Tallinn                                              | Tel. 17123   | 66610   | Roojatops                                                                             | 2-8 °C 3 päeva, pikemaajaliselt sügkülmutatult               | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| Helicobacter pylori DNA, klaritromütsiin- ja fluorokinoloonide-tundlikkuse paneel | XXX-H pylori DNA, clarithromycin, fluoroquinolones panel | SYNLAB<br>Veerenni 53a, Tallinn                                              | Tel. 17123   | 66610   | Roojatops                                                                             | 2-8 °C 3 päeva, pikemaajaliselt sügkülmutatult               | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                                                               |                               |                                       |              |                    |                                                                                       |                                                         |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hemoglobiini fraktsioonid veres (sõeluuring, kinnitav uuring) | B-Hb-Fr screen, B- Hb-Fr conf | PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn | Tel. 6171026 | 66114x3<br>66114x4 | K2E/K3E-katsuti (lilla kork)                                                          | +4°C 5 päeva                                            | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| HEV IgM                                                       | S-HEV IgM                     | SYNLAB<br>Veerenni 53a, Tallinn       | Tel. 17123   | 66708              | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | +4°C 7 päeva, -20°C pikemat aega                        | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| HEV IgG                                                       | S-HEV IgG                     | SYNLAB<br>Veerenni 53a, Tallinn       | Tel. 17123   | 66708              | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | +4°C 7 päeva, -20°C pikemat aega                        | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| HEV RNA                                                       | B-HEV RNA                     | SYNLAB<br>Veerenni 53a, Tallinn       | Tel. 17123   | 66610              | K2E/K3E-katsuti (lilla kork)                                                          | +4°C 24 tundi<br><br>NB! Reedeti mitte materjali saata! | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| HHV8 DNA                                                      | S,P-HHV8 DNA                  | SYNLAB<br>Veerenni 53a, Tallinn       | Tel. 17123   | 66608              | K2E/K3E-katsuti (lilla kork)                                                          | Toatemperatuuril 24 tundi, +4°C 5 päeva, -20°C 12 kuud  | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| HIV1,2 Ag+Ab (kinnitav)                                       | S,P-HIV1,2 Ag+Ab conf         | Lääne-Tallinna Keskaigla              | Tel. 6511415 |                    | K2E/K3E-katsuti (lilla kork)                                                          | 2-8 °C 5 päeva, -20 °C pikemat aega                     | Vajadusel, Cargoga                                                                        |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                                           |                |                                                                        |              |         |                                                                                       |                                                       |                                                                                           |
|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                | labor, Paldiski mnt.68, Tallinn                                        |              |         | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) |                                                       | saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316                                 |
| HIV INI, PI, RTI resistentsusmutatsioonid |                | TÜ bio-ja siirdemeditsiini instituut mikrobioloogia osakond, Ravila 19 | 7374185      | 66618x3 | K2E/K3E-katsuti (lilla kork)                                                          | Plasma -80 °C                                         | Tööpäeviti Ühendlabori prooviringiga                                                      |
| HMGCR IgG                                 | S,P-HMGCR IgG  | ITK Kesklabor Ravi 18, Tallinn,                                        | Tel. 6207217 | 66709   | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | +4 °C 2 päeva, -20 °C pikemat aega                    | Neljäpäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| HTLV1,2 Ab                                | S-HTLV1,2 Ab   | ITK Kesklabor Ravi 18, Tallinn,                                        | Tel. 6207217 | 66715   | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | +4 °C 7 päeva, -20 °C pikemat aega                    | Tööpäeviti, saatmise organiseerib ÜL immuunanalüüsi osakond, tel. 731 9332                |
| Hüpokretiin liikvoris                     | CSF-Hypocretin | SYNLAB<br>Veerenni 53a, Tallinn                                        | Tel. 17123   | 66709   | Lisanditeta katsuti (valge kork)                                                      | Toatemperatuuril 2 päeva, +4 °C 5 päeva, -20 °C 1 kuu | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| Hüübimisfaktorid                          |                | PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn                                  | Tel. 6171026 |         | 9NC-katsuti (helesinine kork)                                                         | Toatemperatuuril 4 tundi, -20 °C 2 nädalat            | Neljäpäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| X faktor                                  | P-FX           |                                                                        |              | 66305   |                                                                                       |                                                       |                                                                                           |
| V faktor                                  | P-FV           |                                                                        |              | 66305   |                                                                                       |                                                       |                                                                                           |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                     |                  |                                    |              |                    |                                                                                       |                                    |                                                                                           |
|---------------------|------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| II faktor           | P-FII            |                                    |              | 66305              |                                                                                       |                                    |                                                                                           |
| XII faktor          | P-FXII           |                                    |              | 66305              |                                                                                       |                                    |                                                                                           |
| XIII faktor         | P-FXIII          | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn | Tel. 17123   | 66305              |                                                                                       |                                    | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| IgE paneel (ISAC)   | S-IgE panel ISAC | ITK Kesklabor,<br>Ravi 18, Tallinn | Tel. 6207217 | 66715x3            | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | +4°C 7 päeva, -20 °C pikemat aega  | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| IGFBP-3             | S-IGFBP-3        | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn | Tel. 17123   | 66707              | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | +4°C 24 tundi, -20 °C pikemat aega | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| IgLON5 IgG          | S,P-IgLON5 IgG   | ITK Kesklabor,<br>Ravi 18, Tallinn | Tel. 6207217 | 66712              | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | +4°C 14 päeva                      | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| Ig G alaklassid 1-4 | S-IgG 1-4        | ITK Kesklabor,<br>Ravi 18, Tallinn | Tel. 6207217 | 66125 iga alaklass | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | +4°C 8 päeva, -20 °C 1 kuu         | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL                                  |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                                                                                |                                  |                                    |              |         |                                                                                         |                                                                               |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                  |                                    |              |         |                                                                                         |                                                                               | logistika osakond, tel. 7318 316                                                          |
| Insuliini IgG                                                                  | S-IAA Ig                         | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn | Tel. 17123   | 66707   | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)   | +4°C 4 päeva, -20 °C pikemat aega                                             | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| Interleukiin 2 lahustuvad retseptorid                                          | S,P-IL-2-sR                      | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn | Tel. 17123   | 66708   | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)   | +4°C 48 tundi, -20 °C pikemat aega                                            | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| Katehoolamiinide metaboliidid ööpäevases uriinis (metanefriin, normetanefriin) | dU-Catechol (dU-Meta dU-Normeta) | ITK Kesklabor,<br>Ravi 18, Tallinn | Tel. 6207217 | 66709x2 | Uriinikogumisnõu (konservant 10 mL 6 mol/L HCl); laborisse uriinikatsuti või proovitops | -20 °C 6 kuud                                                                 | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| Kemokiin CXCL13 liikvoris                                                      | CSF-CXCL13                       | ITK Kesklabor,<br>Ravi 18, Tallinn | Tel. 6207217 | 66709x2 | Lisandita katsuti (valge või värvitu kork)                                              | +4°C juures 14 päeva, -20 °C pikemat aega                                     | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| Klosapiin                                                                      | S,P-Clozap                       | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn | Tel. 17123   | 66144x2 | Hüübimisaktivaatoriga katsuti (punane musta rõngaga või punane kork)                    | +4 °C 5 päeva;<br>kauem<br>sügavkülmutatult;<br>transport<br>toatemperatuuril | Esmaspäevast neljapäevani SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL                         |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                              |                      |                                                                           |                        |         |                                                                                       |                                       |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                      |                                                                           |                        |         |                                                                                       |                                       | logistika osakond, tel. 7318 316                                                                   |
| Koensüüm Q10                 | S-CoQ10              | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn                                        | Tel. 17123             | 66709   | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | +4 °C 5 päeva                         | Esmaspäevast neljapäevani SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| Koobalt<br>Kroom<br>Titaan   | P-Co<br>P-Cr<br>P-Ti | Soome<br>Töötervishoiu<br>Instituut ,<br>Tobeliuksenkatu<br>41A, Helsingi | Tel.<br>+3580304742863 |         | Mikroelementide katsuti (sügavsinine kork). Ei sobi esimene katsuti täis verd!        | Veri +4°C juures laborisse saatmiseni | Transport Helsingisse TNT kulleriga                                                                |
| Kopeptiin                    | S-Copept             | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn                                        | Tel. 17123             | 66709x2 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | +4°C juures 7 päeva                   | Esmaspäevast neljapäevani SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| Kortisool ööpäevases uriinis | dU-Cort              | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn                                        | Tel. 17123             | 66706   | Uriinikogumisnõu, laborisse uriinikatsuti või proovitops                              | +4°C 3 päeva, -20 °C pikemat aega     | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL                                                 |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                          |                              |                                                                   |                                              |         |                                                                                             |                                                    |                                                                                                       |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                              |                                                                   |                                              |         |                                                                                             |                                                    | logistika osakond, tel. 7318 316                                                                      |
| Kromograniin A           | S-CgA                        | PERH labor,<br>J.Sütiste tee 19,<br>Tallinn                       | Tel. 6171026                                 | 66716   | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork) | -20 °C 6 kuud                                      | Neljapäeviti kliinikumi<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316 |
| Leptiin                  | S-Leptin                     | SYNLAB<br><br>Väike-Paala 1,<br>Tallinn                           | Tel. 17123                                   | 66709   | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork) | Seerum eraldatuna<br>+4°C 2 päeva, -20°C<br>2 kuud | Tööpäeviti SYNLAB<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316       |
| Leptospira spp. serotüüp | S-Leptospira spp<br>serotype | TA Kesklabor,<br>Paldiski mnt 81,<br>Tallinn                      | Tel. 7943635                                 | 66707   | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork) | +4°C 5 päeva, -20 °C<br>pikemat aega               | Neljapäeviti kliinikumi<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316 |
| Makroprolaktiin          | S-Prol macro                 | PERH labor,<br>J.Sütiste tee 19,<br>Tallinn                       | Tel. 6171026                                 | 66706x2 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork) | +4°C 7 päeva                                       | Neljapäeviti kliinikumi<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316 |
| Malaariaplasmoodium      | B-Plasmodium                 | Lääne-Tallinna<br>Keskaigla<br>labor, Paldiski<br>mnt.68, Tallinn | Tel.6511413 või<br>6511411<br><br>Dr.Barotov | 66204x2 | K2E/K3E-katsuti (lilla kork)                                                                | Fikseerimata äie<br><br>1 nädal                    | Neljapäeviti kliinikumi<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316 |



|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                               |                     |                                    |              |                |                                                                                       |                                                                               |                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malaariaplasmoodium DNA       | B-Plasmodium DNA    | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn | Tel. 17123   | 66610          | K2E/K3E-katsuti (lilla kork)                                                          | + 5 päeva                                                                     | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| Mangaan                       | P-Mn                | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn | Tel. 17123   | 66145          | Sügavsinine mikroelementide katsuti                                                   |                                                                               | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| Marutõveviiruse IgG           | S-Rabies virus IgG  | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn | Tel. 17123   | 66708          | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | 7 päeva, -20°C pikemat aega                                                   | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| Metanefriin<br>Normetanefriin | P-Meta<br>P-Normeta | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn | Tel. 17123   | 66709<br>66709 | K2E/K3E-katsuti (lilla kork)                                                          | Plasma toatemperatuuril 5 tundi, + 4 °C juures 24 tundi; -20 °C juures 3 kuud | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| MOG IgG                       | S-MOG IgG           | ITK Kesklabor,<br>Ravi 18, Tallinn | Tel. 6207217 | 66711          | Geeliga LH-katsuti (roheline kollase rõngaga või helerohteline kork)                  | +4 °C 14 päeva                                                                | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                                                                                  |                   |                                                           |              |                 |                                                                                       |                                                              |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mumpsiviiruse IgM                                                                | S-Mumps virus IgM | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn                        | Tel. 17123   | 66708           | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | +4°C 7 päeva,                                                | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| MuSK IgG QN                                                                      | S,P-MuSK IgG QN   | Lääne-Tallinna Keskhaigla labor, Paldiski mnt.68, Tallinn | Tel. 6511418 | 66709           | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | Kuni saatmiseni +4°C, -20 °C pikemat aega                    | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| Musta pipra IgE                                                                  | S,P-f280 IgE      | PERH labor, J.Sütiste tee 19, Tallinn                     | Tel. 6171026 | 66707           | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | +4 °C 14 päeva                                               | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| Mycoplasma genitalium DNA, asitromütsiin- ja moksifloksatsiin-tundlikkuse paneel |                   | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn                        | Tel. 17123   | 666112<br>66608 | Alinity m multi-Collect PCR proovivõtukomplekt, steriilne tampooniga katsuti          | Toatemperatuuril 24 tundi, +4 °C 5 päeva                     | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| Neurofilamendi kergvalk liikvoris                                                | CSF-NFL           | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn                        | Tel. 17123   | 66709           | Lisandita katsuti (valge kork või värvitu kork)                                       | Toatemperatuuril 3 päeva, +4 °C 7 päeva, -20 °C pikemat aega | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                                             |                         |                                             |              |           |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neurofilamendi kergvalk seerumis            | S-NFL                   | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn          | Tel. 17123   | 66709     | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)  | Toatemperatuuril 7 päeva                                                                                                | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| Neurofilamendi vastased antikehad liikvoris | CSF-NFL Ab              | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn          | Tel. 17123   | 66712     | Lisandita katsuti (valge kork või värvitu kork)                                        | +4 °C 14 päeva, -20 °C pikemat aega                                                                                     | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| Neurofilamendi vastased antikehad seerumis  | S-NFL Ab                | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn          | Tel. 17123   | 66712     | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)  | Toatemperatuuril 24 h, +4 °C 7 päeva, -20 °C pikemat aega                                                               | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| Neuronaalsete antigeenide Ab paneel (IIF)   | S,P-Neuron Ab panel IIF | PERH labor,<br>J.Sütiste tee 19,<br>Tallinn | Tel. 6171026 | 66716 x 5 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)  | +4 °C 14 päeva                                                                                                          | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| Oksalaat ööpäevases uriinis                 | dU-Oxal                 | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn          | Tel. 17123   | 66139     | Uriinikogumismõu (konservant 10 mL 6mol/L HCl); laborisse uriinikatsuti või proovitops | Kogumise ajal hoida kogumismõud külmkapis.<br><br>Toatemperatuuril ja 2-8 °C juures väga stabiilne, -20 °C kaks nädalat | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                                          |                |                                             |              |       |                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                           |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osteokaltsiin                            | S,P-Osteoca    | PERH labor,<br>J.Sütiste tee 19,<br>Tallinn | Tel. 6171026 | 66708 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) või geeliga LH-katsuti (roheline kollase rõngaga või heleroheline kork) | +4 °C 3 päeva, -20 °C 3 kuud<br>Hemolüütiline materjal ei sobi.                                   | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| P1NP                                     | S-P1NP         | PERH labor,<br>J.Sütiste tee 19,<br>Tallinn | Tel. 6171026 | 66708 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)                                                                         | Toatemp. 1 päev, +4°C 5 päeva, -20 °C 6 kuud                                                      | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| PLA2R IgG                                | S,P-PLA2R IgG  | PERH labor,<br>J.Sütiste tee 19,<br>Tallinn | Tel. 6171026 | 66716 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)                                                                         | Seerum +4°C 14 päeva                                                                              | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| Prioonvalgu PrPSc agregatsioon liikvoris | CSF-PrPSc      | SYNLAB<br><br>Veerenni 53a,<br>Tallinn      | Tel. 17123   |       | Lisandita katsuti (valge kork või värvitu kork)                                                                                                               | Toatemperatuuril 48 h, +4 °C 3 päeva, -20 °C.<br>Verelisandusega liikvorist ei saa analüüsi teha! | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| R conorii IgM                            | S-R conori IgM | SYNLAB<br><br>Veerenni 53a,<br>Tallinn      | Tel. 17123   | 66712 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork)                                                                         | +4°C 7 päeva, -20°C pikemat aega                                                                  | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                                               |                                   |                                             |              |         |                                                                                             |                                                                         |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R conorii IgG                                 | S-R conori IgG                    | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn          | Tel. 17123   | 66712   | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork) | +4°C 7 päeva, -20°C<br>pikemat aega                                     | Tööpäeviti SYNLAB<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316       |
| R typhi IgM                                   | S-R typhi IgM                     | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn          | Tel. 17123   | 66712   | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork) | +4°C 7 päeva, -20°C<br>pikemat aega                                     | Tööpäeviti SYNLAB<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316       |
| R typhi IgG                                   | S-R typhi IgG                     | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn          | Tel. 17123   | 66712   | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork) | +4°C 7 päeva, -20°C<br>pikemat aega                                     | Tööpäeviti SYNLAB<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316       |
| Rifampitsiin                                  | S,P-Rifampicin                    | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn          | Tel. 17123   | 66144   | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork) | Seerum saata<br>sügavkülmutatult                                        | Tööpäeviti SYNLAB<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316       |
| Rituximab ja rituximabi<br>vastased antikehad | S,P-Rituximab<br>S,P-Rituximab Ab | PERH labor,<br>J.Sütiste tee 19,<br>Tallinn | Tel. 6171026 | 66715x2 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork) | Seerum<br>toatemperatuuril 2<br>päeva<br>+4 °C 5 päeva<br>-20 °C 6 kuud | Neljapäeviti kliinikumi<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316 |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                                                                 |                                                                                                                                 |                                        |              |         |                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SARS koroonaviirus 2<br>ogavalguvastane IgG<br>(kvantitatiivne) | S-SARS-CoV-2<br>(S) IgG QN                                                                                                      | SYNLAB<br><br>Veerenni 53a,<br>Tallinn | Tel. 17123   | 66708   | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork) | Seerum<br>toatemperatuuril 2<br>päeva, +4 °C 7<br>päeva, -20 °C<br>pikemat aega | Tööpäeviti SYNLAB<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316       |
| Seemnevedeliku IgE                                              | S,P-o70 IgE                                                                                                                     | SYNLAB<br><br>Veerenni 53a,<br>Tallinn | Tel. 17123   | 66708   | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork) | +4 °C 14 päeva                                                                  | Tööpäeviti SYNLAB<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316       |
| STLI haavandi paneel                                            | XXX-STD1 ulcer<br>panel<br><br>(XXX-HSV1 DNA,<br>-HSV2 DNA, -T<br>pallidum DNA,-H<br>ducreyi DNA, -C<br>trachomatis LGV<br>DNA) | SYNLAB<br><br>Veerenni 53a,<br>Tallinn | Tel. 17123   | 2x66608 | Haavandikaabe, villisisu –<br>steriilne tampooniga katsuti                                  | Toatemperatuuril 12<br>tundi, +4°C 5 päeva,<br>-20°C 12 kuud                    | Tööpäeviti SYNLAB<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316       |
| Streptococcus pneumoniae<br>PCP IgG QN                          | S-S pneumoniae<br>PCP IgG QN                                                                                                    | ITK Kesklabor,<br>Ravi 18, Tallinn     | Tel. 6207217 | 66709   | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork) | +4 °C 2 päeva, -20<br>°C pikemat aega                                           | Neljapäeviti kliinikumi<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316 |
| Zika viiruse IgM<br><br>Zika viiruse IgG                        | S-Zika virus IgM<br><br>S-Zika virus IgG                                                                                        | SYNLAB<br><br>Veerenni 53a,<br>Tallinn | Tel. 17123   | 66716   | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork) |                                                                                 | Tööpäeviti SYNLAB<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL                                              |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                                 |                     |                                             |                                                      |           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                     |                                             |                                                      |           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | logistika osakond, tel. 7318 316                                                          |
| Želtatiini IgE                  | S,P-c74 IgE         | ITK Kesklabor,<br>Ravi 18, Tallinn          | Tel. 6207217                                         | 66707     | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | +4°C 14 päeva                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| Tau liikvoris<br>pTau liikvoris | CSF-Tau<br>CSF-pTau | PERH labor,<br>J.Sütiste tee 19,<br>Tallinn | Tel. 617 1163;<br>617 1028;<br>617 1026;<br>617 1838 | 66715 x 2 | Sarstedti valepõhjaga katsuti                                                         | Lumbaalpunktsioon on soovitatav teostada päeva esimeses pooles. Esimesed 2 ml ei kuulu analüüsimisele. Analüüsimisele saadetak liikvor (vähemalt 2,5 ml) tuleb koguda 2,5 ml Sarstedti valepõhjaga katsutisse. Proovid saata külmakehadega termokarbis (2-8°C) vähemalt 7 päeva jooksul peale proovi võtmist. | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                                   |                       |                                                                    |               |       |                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                       |                                                                    |               |       |                                                                                                                                    | Säilivus +4°C 14 päeva                                                       |                                                                                                       |
| Toxoplasma gondii IgG<br>aviidsus | S-T gondii IgG<br>avd | Lääne-Tallinna<br>Keskhaigla<br>labor, Paldiski<br>mnt.68, Tallinn | Tel. 6511415  | 66709 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork)                                        | +4°C 7 päeva, -20 °C<br>pikemat aega                                         | Neljapäeviti kliinikumi<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318316  |
| Treponema pallidum DNA            | XXX-T pallidum<br>DNA | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn                                 | Tel. 17123    | 66608 | Emakakaelakanalikaabe,<br>tupekaabe, ureetrakaabe –<br>steriilne tampooniga katsuti;<br>sperma – proovitops, eppendorfi<br>katsuti |                                                                              | Tööpäeviti SYNLAB<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316       |
| TPMT erütrotsüütides              | RBC-TPMT              | TÜ<br>farmakoloogia<br>osakond,<br>Ravila 19, Tartu                | Tel. 737 4355 | 66139 | LH-katsuti (roheline musta<br>rõngaga kork)                                                                                        | +4°C 1 päev<br><br>Verd mitte<br>külmutada!                                  | Tööpäeviti<br>Ühendlabori<br>prooviringiga                                                            |
| Tsitraat ööpäevases uriinis       | dU-Citr               | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn                                 | Tel. 17123    | 66139 | Uriinikogumismõu; laborisse<br>uriinikatsuti või proovitops                                                                        | Kogumise ajal hoida<br>kogumismõud<br>külmkapis.<br><br>+4 °C juures 5 päeva | Tööpäeviti SYNLAB<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316       |
| Tuunikala IgE                     | S,P-f40 IgG           | ITK Kesklabor,<br>Ravi 18, Tallinn                                 | Tel. 6207217  | 66707 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork)                                        | +4 °C 14 päeva                                                               | Neljapäeviti kliinikumi<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316 |



|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                                    |                      |                                                      |                           |       |                                                                                             |                                                                                |                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vadaku IgE                         | S,P-f236 IgE         | ITK Kesklabor,<br>Ravi 18, Tallinn                   | Tel. 6207217              | 66707 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork) | +4 °C 14 päeva                                                                 | Neljapäeviti kliinikumi<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316 |
| Vask                               | P-Cu                 | PERH labor,<br>J.Sütiste tee 19,<br>Tallinn          | Tel. 6171026,<br>617 1661 | 66145 | mikroelementide katsuti<br>(sügavsinine kork)                                               | Toatemperatuuril 28<br>päeva, +4 °C 28<br>päeva, -20 °C 28<br>päeva            | Neljapäeviti kliinikumi<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316 |
| Vask ööpäevases uriinis            | dU-Cu                | PERH labor,<br>J.Sütiste tee 19,<br>Tallinn          | Tel. 6171026,<br>617 1661 | 66145 | Uriinikogumismõõ; laborisse<br>uriinikatsuti                                                | Toatemperatuuril 1<br>nädal, +4 °C 2<br>nädalat, -20 °C 1<br>aasta             | Neljapäeviti kliinikumi<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316 |
| Veresoone endoteeli<br>kasvufaktor | S,P-VEGF             | SYNLAB<br><br>Veerenni 53a,<br>Tallinn Tel.<br>17123 | Tel. 17123                | 66709 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork) | Toatemperatuuril 4 h,<br>+4 °C 24 h.<br>Sügavkülmutada<br>esimesel võimalusel! | Tööpäeviti SYNLAB<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316       |
| VGCC N IgG QN                      | S,P-VGCC N IgG<br>QN | SYNLAB<br><br>Veerenni 53a,<br>Tallinn               | Tel. 17123                | 66716 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga<br>katsuti (kollane kork või punane<br>kollase rõngaga kork) | Toatemperatuuril 48<br>h, +4 °C 7 päeva                                        | Tööpäeviti SYNLAB<br>autoga, saatmise<br>organiseerib ÜL<br>logistika osakond, tel.<br>7318 316       |

|          |               |
|----------|---------------|
| Tähis    | TÜL-6.1       |
| Viide    |               |
| Versioon | 70 12.08.2025 |

|                                     |                     |                                             |              |           |                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| VGCC P/Q IgG QN                     | S,P-VGCC P/Q IgG QN | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn          | Tel. 17123   | 66716     | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | +4 °C 14 päeva                                                                                                                                           | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| Viinamarja IgE                      | S,P-f259 IgE        | ITK Kesklabor,<br>Ravi 18, Tallinn          | Tel. 6207217 | 66707     | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | +4 °C 14 päeva                                                                                                                                           | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |
| Vitamiin B3                         | S,P-Vit B3          | SYNLAB<br>Veerenni 53a,<br>Tallinn          | Tel. 17123   | 66709 x 2 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) | Toatemperatuuril 12 tundi, +4 °C 5 päeva, -20°C 3 kuud                                                                                                   | Tööpäeviti SYNLAB autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316       |
| Von Willebrandi faktori multimeerid |                     | PERH labor,<br>J.Sütiste tee 19,<br>Tallinn | Tel. 6171026 | 66119 x 2 | 9NC-katuti (helesinine kork)                                                          | Plasma toatemperatuuril 1 ööpäev, -20 °C 6 kuud. Plasma tuleb eraldada 4 tunni jooksul peale proovi võtmist (tsentrifuugida 2000-2500 x g juures 15 min) | Neljapäeviti kliinikumi autoga, saatmise organiseerib ÜL logistika osakond, tel. 7318 316 |