

## Proovimaterjali võtmine HPV NAT analüüsiks BD SurePath proovitopsi

BD SurePath proovitopse ja tsütoloogilisi harju säilitada toatemperatuuril (15–30 °C).

SurePath proovitopsid ja tsütoloogilised harjad (Rovers Cervex-Brush) on eraldi pakendatud.

### PROOVIMATERJALI VÕTMINE

	<p>Kasuta proovimaterjali võtmiseks BD SurePath proovitopsi ja tsütoloogilist harja Rovers Cervex-Brush.</p> <p>Markeeri proovinõu juhtumikleepsuga või selle puudumisel kirjuta trükitähtedega loetavalt patsiendi ees- ja perekonnanimi ning isikukood.</p> <p>Kleebi juhtumikleeps proovitopsile vertikaalselt.</p>
	<p>Sisesta hari emakakaelakanalisse piisavalt sügavale kuni harja lühemad harjed puudutavad täielikult ektotservikaalset osa. Õrnalt surudes pööra harja päripäeva vähemalt 5 tiiru.</p>
	<p>Hoides proovitopsi kindlalt tasasel pinnal, sisesta hari SurePath proovitopsi kahest avausest suuremasse. Pööra tsütoloogilise harja käepidet, tõmmates õrnalt kuni hari eemaldub käepideme küljest. Viska käepide ära.</p>
	<p>Sulge proovitops korralikult korgiga. Jälgi, et kaas oleks korralikult keermes.</p> <p>Proovimaterjaliga BD SurePath proovitops säilib 2-30°C juues 14 päeva.</p>