

Anaalkaape kogumine

Proovinõu: Steriilne glütseroolitamponiga katsuti

Analüüs: Enterobius vermicularis munade mikroskoopia anaalkaapes



Kasuta proovimaterjali kogumiseks **steriilset glütseroolitamponiga katsutit**

Markeeri proovinõu patsiendi andmetega (eHL juhtumikood/ vöotkood või ees- ja perekonnanimi, isikukood).



Teosta käte antiseptika. Kasuta kaitsekindaid kogu proovivõtmise ajal.

Võtke materjal perianaalsetelt voltidelt glütseroolis immutatud tamponiga ja seejärel asetage tampon tagasi katsutisse.



Kontrolli, kas proovinõu on korrektselt markeeritud patsiendi andmetega (eHL juhtumikood/ vöotkood või ees- ja perekonnanimi, isikukood). Tellimuse vormistamisel eHL-s jälgi järgmisi aspekte:
Materjal: **Anaalkaabe**
Proovinõu tüüp: **Steriilne glütseroolitamponiga katsuti**
Sisendparameetrid: **täida vajadusel**
Uuringumaterjali säilib 2...8 °C juures kuni üks ööpäev.