

IGFBP-1 ANALÜÜSI TELLIMISLEHT

Patsiendi PERENIMI **EESNIMI**
Isikukood (või sugu ja vanus) **Proovivõtu kuupäev**
Tellija (nimi, kood) **Proovivõtu kellaaeg**
Tellija telefon **Proovivõtja (nimi, kood)**
Asutus, osakond

Fosfaatpuhverlahusega katsuti

☐ IGFBP-1 tupekaapes

Tupesekreedi proov võetakse steriilse vatitampooniga tupe võlvest või emakakaelalt. Vatitampooni hoitakse tupes 10-15 sekundit ja asetatakse seejärel fosfaatpuhverlahusega katsutisse, keerutades tampooni vastu katsuti seina 10 sekundi jooksul. Proovimaterjal säilib fosfaatpuhverlahusega katsutis toatemperatuuril neli tundi.