

IGFBP-1 ANALÜÜSI TELLIMISLEHT

Patsiendi PERENIMI **EESNIMI**

Isikukood (või sugu ja vanus) **Proovivõtu kuupäev**

Tellijä (nimi, kood) **Proovivõtu kellaeg**

Tellijä telefon **Proovivõtja (nimi, kood)**

Asutus, osakond

Fosfaatpuhverlahusega katsuti

IGFBP-1 tupekaapes

Tupesekreedi proov võetakse steriilse vatitamponiga tupe võlvist või emakakaelalt. Vatitamponi hoitakse tupes 10-15 sekundit ja asetatakse seejärel fosfaatpuhverlahusega katsutisse, keerutades tampooni vastu katsuti seinä 10 sekundi jooksul. Proovimaterjal säilib fosfaatpuhverlahusega katsutis toatemperatuuril neli tundi.