



Puusepa 2, 51014, Tartu, tel. sekretär 7319 491

KOGU EKSOOMI SEKVENEERIMINE

Patsiendi nimi _____ Proovi kuupäev _____

Raviarst _____

RIBAKOOD

NB! Palun märkida soovitud uuring!

<input type="checkbox"/>	Ühe inimese eksoomi sekveneerimine ja interpretatsioon	66641
<input type="checkbox"/>	Patsiendi ja tema vanemate eksoomi sekveneerimine ja interpretatsioon (trio-analüüs)	3x66641

Haigekassa võtab koodiga 66641 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendi ja tema mõlema vanema eksoomi sekveneerimise korral vastsündinu- ja lapseeabaselge etioloogiaga haiguste ja sündroomide diagnoosimiseks, kui diagnostilise uuringu vajalikkuse otsuse on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad raviarst ja meditsiinigeneetik. Koodi 66641 rakendatakse ühe isiku kohta maksimaalselt kolm korda. (Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu)

NB! Vajalik on patsiendi uuringueelne nõustamine ja spetsiaalsete nõusolekuvormile allkirjastamine!



NB! Palume saatelehe ülemise osa kleepida haigusloo vahele ja täita selle järgi arve!

KOGU EKSOOMI SEKVENEERIMINE

Patsiendi nimi _____

Patsiendi isikukood _____ Proovi kuupäev _____

RIBAKOOD

Trio-analüüsi korral:

Patsiendi ema nimi _____

Patsiendi ema isikukood _____ Proovi kuupäev _____

Patsiendi isa nimi _____

Patsiendi isa isikukood _____ Proovi kuupäev _____

Raviarst _____ Osakond _____

NB! Palun märkida soovitud uuring!

<input type="checkbox"/>	Ühe inimese eksoomi sekveneerimine ja interpretatsioon	66641
<input type="checkbox"/>	Patsiendi ja tema vanemate eksoomi sekveneerimine ja interpretatsioon (trio-analüüs)	3x66641

Koo saatekirjaga on vajalik SA TÜ Kliinikumi ühendlabori geneetikakeskusesse saata:

- Vereproovid patsiendilt ja trio-analüüsi korral ka vanematelt.
 - Märkida juhul, kui DNA proovid on geneetikakeskuse laboris olemas.
- Täidetud kliinilise info leht koos patsiendi geneetilise sugupuuga
- Allkirjastatud eksoomi sekveneerimise nõusolek (koopia)
- Ekspertkomisjoni otsus (koopia)

Kõikide vajalike dokumentide vormid on leitavad SA TÜ Kliinikumi ühendlabori geneetikakeskuse kodulehelt (<http://www.kliinikum.ee/geneetikakeskus/saatelehed>). Analüüsi tegemist ei alustata enne kõigi vajalike dokumentide jõudmist geneetikakeskusesse.

Uuritav materjal: 4ml täisverd (1 tuubis EDTA-ga (lilla korgiga). Trio-analüüsi korral markeerida vanemate vered selgesti eristatavalt! Peale vere võtmist tuubi kergelt loksutada, et tagada antikoagulandi ja vere ühtlane segunemine. Hoida +4°C. Mitte külmutada! Analüüsid saata: SA TÜK ühendlabor geneetikakeskus, Puusepa tn. 2, Tartu 51014