



SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Geneetika ja personaalmeditsiini kliinik
laboratoorse geneetika osakond
L. Puusepa 2, 50406 Tartu; tel. 731 9487

Ribakoodi puudumisel täita
patsiendi andmed käsitsi

MLH1 promootori hüpermetülatsioon ja BRAF V600E mutatsioon (MLPA)

kood 66618

Patsiendi nimi..... Isikukood.....
Saatev asutus..... Osakond.....
Raviarst.....
Saatja postiaadress, telefon, e-mail.....
Kliiniline diagnoos:.....
Kasvaja lokalisatsioon, histoloogiline tüüp (võib lisada uuringu vastuse koopia).....
.....
Kasvaja staadium, TNM (kui on teada)

Saatematerjali nõuded

- 4-10% formaliinis fikseeritud parafiini sisestatud 10 µm paksused lõigud (koe pindala kuni150mm²)
- Fikseerimise aeg kuni 24h (võimalusel)
- 10 tk (lõigatud parafiinplokist, 2 tuubi 5 FFPE lõiku eppendorf tuubis),
- eelistatult saata geneetikakeskuse laborisse lõikude lõikamisega samal päeval
- juba lõigatud FFPE lõike võib säilitada 3-5 ööpäeva (+2 kuni +8°C)
- **LUUMATERJALI KORRAL EI SOBI DEKALTSIFITSEERITUD MATERJAL**

Materjali number

Koetükk võetud ☐ algkoldest ☐ retsiveerunud koldest
☐ metastaasist ☐ täpsustamata koldest

Vähirakkude hulk uuritavas koes:.....%

Fikseerimise aeg (h):..... (tundides, võimalusel märkida juurde)

Lisainfo:

- **NB! Enne mutatsioonanalüüsile saatmist peaks materjal olema patoloogi poolt kontrollitud ja hinnatud selles kasvajakasvade sisaldust**
- **Soovitav lisada juurde histopatoloogilise uuringu tulemus**
- **Uuringumaterjalide osas soovitame konsulteerida geneetikakeskuse laborispetsialistidega, tel. 731 9487**

Analüüsid saata SA TÜK geneetika ja personaalmeditsiini kliinikusse L.Puusepa 2, Tartu 50406

Laborisse saabumise kuupäev: