

SA TÛ Kliinikumi ühendlabor
 Kliinilise geneetika keskus, L.Puusepa 2, Tartu 51014
 tel. 7319491; fax. 7319484. Kodulehekülj www.kliinikum.ee/geneetikakeskus

Somaatilised muutused tuumorikoest (NGS, FFPE)

MUTATSIOONID DNAs

koodid 4x66618

MUTATSIOONID DNA/RNAs

koodid 5x66618

Patsiendi nimi..... Isikukood.....

Saatev asutus..... Osakond.....

Raviarst.....

Saatja postiaadress, telefon, e-mail.....

Kliiniline diagnoos:.....

Ravi (keemia/kiiritus/bioloogiline/muu):.....

Kasvaja lokalisatsioon, histoloogiline tüüp (võib lisada uuringu vastuse koopia).....

Kasvaja staadium, TNM (kui on teada)

Saatematerjali nõuded

- 4-10% formaliinis fikseeritud parafiini sisestatud 10 µm paksused lõigud (koe pindala kuni150mm²)
- Fikseerimise aeg kuni 24h (võimalusel)
- 6 tk (lõigatud parafiinplokist, 2 tuubi 3 FFPE lõiku eppendorf tuubis),
- eelistatult saata geneetikakeskuse laborisse lõikude lõikamisega samal päeval
- juba lõigatud FFPE lõike võib säilitada 3-5 ööpäeva (+2 kuni +8°C)
- **LUUMATERJALI KORRAL EI SOBI DEKALTSIFITSEERITUD MATERJAL**

Materjali number

Koetükk võetud algkoldest retsidiveerunud koldest
 metastaasist täpsustamata koldest

Vähirakkude hulk uuritavas koes%

Fikseerimise aeg (h): (tundides, võimalusel märkida juurde)

Lisainfo:

-
- **NB! Enne mutatsioonanalüüsile saatmist peaks materjal olema patoloogi poolt kontrollitud ja hinnatud selles kasvajarakkude sisaldust**
 - **Soovitav lisada juurde histopatoloogilise uuringu tulemus**
 - **Uuringumaterjalide osas soovitame konsulteerida geneetikakeskuse laborispetsialistidega, tel. 731 9488**

Materjal saata SA TÛK ühendlabori kliinilise geneetika keskusesse L.Puusepa 2, Tartu 51014

Laborisse saabumise kuupäev: