

ÜLGE 202211

SA TÜ Kliinikumi ühendlabor,
kliinilise geneetika keskus

Ribakood

Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel **Kood 66610**

NB! Analüüse teostame otse verest ning DNA eraldamist ja säilitamist ei toimu, kui samast proovinõust on rohkem geneetilisi analüüse, siis suunatakse veri ka DNA eraldamisele.

SA TÜ Kliinikumi ühendlabor
Kliinilise geneetika keskus, L.Puusepa 2, Tartu 51014
tel. 7319491; fax. 7319484. Kodulehekülg www.kliinikum.ee/geneetikakeskus

Testi eesmärk

- diagnoosi kinnitamine
- kandluse määramine

Patsiendi nimi..... Isikukood.....

Saatev asutus..... Osakond.....

Raviarst.....

Saatja postiaadress, telefon, e-mail.....

Proovi võtmise kuupäev.....

Anamnees, kliiniline sümptomatoloogia, sugupuu:.....

1 vakutainer (kuni 4 ml) täisverd **EDTA-ga (lilla korgiga)**. **NB! Mitte kasutada antikoagulandina hepariini.**

Peale vere võtmist tuubi kergelt loksutada, et tagada antikoagulandi ja vere ühtlane segunemine.

Hoida +4°C. Mitte külmutada!

*Analüüsid saata SA TÜK ühendlabori geneetikakeskusesse L.Puusepa 2, Tartu 51014

Laborisse saabumise kuupäev: