



CLEAN FOAM

DESINFITSEERIV PUHASTUSVAHT PINDADELE

CLEAN FOAM on alkoholivaba desinfitseeriv puhastusvaht alkoholi suhtes tundlike meditsiiniseadmete pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks.

Sobib kasutamiseks hambaravikabinettides patsienditoolide jt nahast ja kunstnahast pindaden desinfitseerimiseks ja puhastamiseks. Samuti akrüülmaterjalist meditsiiniseadmete pindade puhastamiseks. Ideaalne vahend ka pindade puhastamiseks solaariumites.

CLEAN FOAM omab bakteritsiidset ja fungitsiidset toimet ning inaktiveerib viirusi.

Tootes on kasutatud pehmendusvahendit, mis tagab nahkpindade elastsuse, pehmuse ja pikaajalise säilivuse. Toode on meeldiva piparmündilõhnaga.

Vahustamine pinnale toimub ilma survegaasita, mis on kasutajale ja keskkonnale ohutu. Vahustamiseks kasutatakse 200 ml vahupumbaga pudelit.

KASUTAMINE:

Puhastatavad meditsiiniseadme pinnad katta vahuga, lasta toimida 1 minut, seejärel pühkida puhta kuiva lapiga või ühekordse pabersalvrätiga.

Suurte pindade desinfitseerivaks puhastamiseks mõeldud 500ml pihustuspudeli kasutamisel vahtu ei teki.

KOOSTIS: kvaternaarsed ammooniumühendid, mitteionogeensed tensiidid, pehmendusained, vahu stabilisaator

pH 5,5 – 6,5

Registreeritud Ravimiameti meditsiiniseadmete osakonnas
Omab CE märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile

PAKENDID:

| | |
|--------|-------------------|
| 200 ml | pudel vahupumbaga |
| 500 ml | pihustuspudel |
| 500 ml | täitepakend |
| 1 l | täitepudel |
| 5 l | kanister |

Koostas:

M.Millner 15.11.03