

### **Akvaporiin 4 vastane IgG (S-AQP4 IgG)**

**Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab Ida-Tallinna Keskhaigla labor, tel. 6207217**

#### **Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine**

|          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Katsuti  | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (kollane kork või punane kollase rõngaga kork) |
| Säilivus | Seerum +4 °C 14 päeva                                                                 |

Transport toimub neljapäeviti kliinikumi autoga. Proovimaterjal peab olema ühendlabori vastuvõtu ja logistika osakonnas (Puusepa 8) hiljemalt kolmapäeval kell 15.00