

E-hepatiidi viiruse RNA veres (B-HEV RNA)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316 või 731 9330, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab synlab Eesti labor, tel. 17123

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Proovinõu	Veri: K2E/K3E-katsuti (lilla kork); kontaminatsiooni vältimiseks ei tohi proovinõud avada
Säilivus	Veri +4 °C 24 tundi

Transport toimub tööpäeviti synlab Eesti autoga.