

Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas (St-pE1)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab Ida-Tallinna Keskhaigla labor, tel. 6207217

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Proovinõu	Roojatops
Säilivus	+4 °C kolm päeva, -20 °C üks aasta

Transport toimub neljapäeviti kliinikumi autoga. Proovimaterjal peab olema ühendlabori vastuvõtu ja logistika osakonnas (Puusepa 8) hiljemalt kolmapäeval kell 15.00.

Referentsväärtused

Kõik vanusegrupid	> 200 µg/g
-------------------	------------