

Katehhooolamiinide metaboliidid ööpäevases uriinis (dU-Catechol)
Metanefriin ööpäevases uriinis (dU-Meta)
Normetanefriin ööpäevases uriinis (dU-Normeta)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab Ida-Tallinna
Keskhaigla labor, tel. 6207217

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Proovinõu	Uriinikogumismõõ (konservant 10–15 mL 6 N HCl), laborisse uriinikatsuti
Säilivus	-20 °C kuus kuud

Transport toimub neljapäeviti kliinikumi autoga. Proovimaterjal peab olema ühendlabori
vastuvõtu ja logistika osakonnas (Puusepa 8) hiljemalt kolmapäeval kell 15.00.

Referentsväärtused

dU-Meta	25–312 µg/d
dU-Normeta	35–445 µg/d