

Klosapiin (S,P-Clozap)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise synlabi, tel. 17123.

Klosapiin on psühhoosivastane ravim, mida kasutatakse ravile resistentse skisofreenia puhul ning patsientidel, kellel on teiste antipsühhootiliste ravimite kasutamisel tekkinud rasked ravimatud neuroloogilised kõrvaltoimed. Samuti on klosapiin näidustatud Parkinsoni tõve puhul ilmnevate psühhootiliste häirete korral, kui standardravi on ebaõnnestunud.

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Proov tuleb võtta vahetult enne järgmise ravimiannuse manustamist!

Katsuti	Hüübimisaktivaatoriga katsuti ilma geelita (punane musta rõngaga või punane kork)
Säilivus	Seerum +4 °C viis päeva

Transport esmaspäevast neljapäevani synlab Eesti autoga.

Analüüsimeetod: vedelikkromatograafia-mass-spektromeetria (LCMS)

Referentsväärtused

Kõik vanusegrupid	Terapeutiline kontsentratsioon	350–650 µg/L
	Toksiline kontsentratsioon	> 1000 µg/L

Näidustus ja kliiniline tähendus

Klosapiinravi jälgimine. Optimaalse raviskeemi leidmine ja kontroll, ravimimürgistuse diagnostika.

Kaja Vaagen

Muudetud 30.01.2019