

Neuronaalsete antigeenide (Yo, Hu, MAG, Ri, Myelin, GAD) vastased antikehad liikvoris (paneel) (CSF-Neuron Ab panel)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab Põhja-Eesti Regionaalhaigla labor, tel. 6171140

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Katsuti	Lisanditeta katsuti (värvitu kork või valge kork)
Säilivus	Liikvor +4 °C 14 päeva

Transport toimub neljapäeviti kliinikumi autoga. Proovimaterjal peab olema ühendlabori vastuvõtu ja logistika osakonnas (Puusepa 8) hiljemalt kolmapäeval kell 15.00.