

Kliinilise keemia ja laboratoorse hematoloogia osakond
 L. Puusepa 8, 51014 Tartu, tel. 731 8316 <https://www.kliinikum.ee/yhendlabor/>

HEMOSTAASI SÜSTEEMI UURINGUTE TELLIMISLEHT

Patsiendi PERENIMI:..... **EESNIMI:**.....
Isikukood (või sugu ja vanus):..... **Proovivõtu kuupäev:**.....
Tellija (nimi, kood):..... **Proovivõtu kellaaeg:**.....
Tellija telefon:..... **Proovivõtja (nimi, kood):**
Asutus, osakond:.....

Uuringu eesmärk: ☐ verejooks ☐ tromboosi kahtlus ☐ antikoagulantravi jälgimine
 Ravimid: ☐ varfariin (Marevan) ☐ rivaroksabaan ☐ apiksabaan ☐ edoksabaan ☐ dabigatraan
☐ madalmolekulaarne hepariin ☐ fraktsioneerimata hepariin
☐ klopidooreel ☐ tikagreloor ☐ aspiriin
☐ ei saa antikoagulanti/antiagreganti

Proovinõu 9NC-katsuti (helesinine kork)	
Sõeluuringud	Veritsusuuringud
☐ PT-INR	☐ von Willebrandi faktor
☐ APTT	☐ von Willebrandi faktori aktiivsus
☐ Fibrinogeen	☐ von Willebrandi faktori multimeerid
☐ Trombiini aeg	☐ VII faktor
☐ D-dimeerid	☐ VIII faktor
	☐ IX faktor
	☐ XI faktor
Hüperkoagulatsiooni uuringud	Hüübimisfaktorite inhibiitorite uuringud
☐ Antitrombiin III	☐ Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring (APTT mix)
☐ Proteiin C	☐ Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring (PT mix)
☐ Vaba proteiin S	☐ VIII faktori inhibiitorid
☐ APC-R	☐ IX faktori inhibiitorid
☐ Luupusantikoagulantide paneel	
☐ Plasminogeen	
Trombotsüütide funktsiooni uuringud ja antiagregantravi jälgimine	Antikoagulantravi jälgimine
☐ PFA-Col/Epi ja PFA-Col/ADP NB! Vajalik täisveri (9NC-katsuti, helesinine kork). Mitte tsentrifuugida! Säilib 4 tundi toatemperatuuril.	☐ Madalmolekulaarne hepariin
	☐ Fraktsioneerimata hepariin
	☐ Hep/PF4 Ab (HIT diagnostika)
☐ PFA-P2Y12 NB! Vajalik täisveri (9NC-katsuti, helesinine kork). Mitte tsentrifuugida! Säilib 4 tundi toatemperatuuril.	NB! Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (punane kollase rõngaga või kollane kork)
	☐ Rivaroksabaan
	☐ Apiksabaan
	☐ Edoksabaan
	☐ Dabigatraan