











































SA TÜK ühendlaboris kasutatavad proovinõud. Abimaterjal eHL-st elektroonse tellimuse teostamiseks.

Vaakumkatsutite nimetus eHL-is ja verevõtu järjekord			Segamine
bactec AER pudel bactec AN pudel bactec MYC pudel bactec PED pudel MYCO/F Lytic pudel			3 – 4 korda
Greiner BioOne (Vacuette) korgivärv	Becton Dickinson (BD) korgivärv		
helesinine 9NC			4 – 5 korda
must 4NC			5 – 10 korda
kollane (rõngas punasel) geeliga CAT			5 – 10 korda
punane CAT			5 – 10 korda
heleroheline (kollase rõngaga) geeliga LH			5 – 10 korda
roheline (musta rõngaga) LH			5 – 10 korda
lilla K2E/K3E			5 – 10 korda
hall FX			5 – 10 korda
helekollane ACD			5 – 10 korda
sügavsinine mikroelemendid			5 – 10 korda
valge lisandita			
LH süstal			

Proovinõud	
uriinikatsuti	
URICULT	
proovitops	
steriilne proovitops aspiratsioonisüsteemi kasutamise korral võib laborisse saata asp.süsteemis oleva steriilse proovitopsi	
roojatops	
koonuspõhjaga katsuti	
steriilne tampooniga katsuti Kolm erinevat tampooni: valge korgiga – ultra väike tampoon lastele oranži korgiga – keskmise suurusega tampoon roheline korgiga – ultra õhuke tampoon	
UTM katsuti tampooniga	
steriilne glütseroolitampooniga katsuti	

BD SurePath proovitops	
Alinity m multi-collect PCR proovivõtukomplekt	
eSwab vedela transpordisöötmega katsuti	
steriilne kaksiktamponiga katsuti	
madal transpordisöötmega katsuti	
brucella söötmega katsuti	
läätssetops	erinevad tüübid
oranž TransFix/EDTA	

<p>proovitops III ohuaste</p>					
<p>proovitops dermatofüütidele</p>					
<p>alusklaas (komplekt koosneb transportkarbist ja kahest eelkoodistatud alusklaasist pakituna minigripp kilekotti, kasutatakse Leishman-Giemsa ja Grami mikroskoopias)</p>					
<p>bactec AER pudel</p>	<p>bactec AN pudel</p>	<p>bactec MYC pudel</p>	<p>bactec PED pudel</p>	<p>Myco/F-Lytic pudel</p>	
					
<p>quantiferoni komplekt</p>					
<p>NIPT katsutite komplekt</p>					
<p>ependorfi katsuti</p>	