



## HEMOSTAASI SÜSTEEMI UURINGUTE TELLIMISLEHT

**Patsiendi PERENIMI:** ..... **EESNIMI:** .....  
**Isikukood (või sugu ja vanus):** ..... **Proovivõtu kuupäev:** .....  
**Tellija (nimi, kood):** ..... **Proovivõtu kellaeg:** .....  
**Tellija telefon:** ..... **Proovivõtja (nimi, kood):** .....  
**Asutus, osakond:** .....

Uuringu eesmärk:  verejooks  tromboosi kahtlus  antikoagulantravi jälgimine

Ravimid:  varfariin (Marevan)  rivaroksabaan  apiksabaan  edoksabaan  dabigatraan  
 madalmolekulaarne hepariin  fraktsioneerimata hepariin  
 klopidogreel  tikagreloor  aspiriin  
 ei saa antikoagulantide/antiagregantide

<b>Proovinõu 9NC-katsuti (helesinine kork)</b>	
<b>Sõeluuringud</b>	<b>Veritsusuuringud</b>
<input type="checkbox"/> PT-INR	<input type="checkbox"/> von Willebrandi faktor
<input type="checkbox"/> APTT	<input type="checkbox"/> von Willebrandi faktori aktiivsus
<input type="checkbox"/> Fibrinogeen	<input type="checkbox"/> von Willebrandi faktori multimeerid
<input type="checkbox"/> Trombiini aeg	<input type="checkbox"/> VII faktor
<input type="checkbox"/> D-dimeerid	<input type="checkbox"/> VIII faktor
	<input type="checkbox"/> IX faktor
	<input type="checkbox"/> XI faktor
<b>Hüperkoagulatsiooni uuringud</b>	<b>Hüübimisfaktorite inhibiitorite uuringud</b>
<input type="checkbox"/> Antitrombiin III	<input type="checkbox"/> Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring (APTT mix)
<input type="checkbox"/> Proteiin C	<input type="checkbox"/> Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring (PT mix)
<input type="checkbox"/> Vaba proteiin S	<input type="checkbox"/> VIII faktori inhibiitorid
<input type="checkbox"/> APC-R	<input type="checkbox"/> IX faktori inhibiitorid
<input type="checkbox"/> Luupusantikoagulantide paneel	
<input type="checkbox"/> Plasminogeen	
<b>Trombotsüütide funktsiooniuuringud ja antiagregantravi jälgimine</b>	<b>Antikoagulantravi jälgimine</b>
<input type="checkbox"/> PFA-Col/Epi ja PFA-Col/ADP NB! Vajalik täisveri (9NC-katsuti, helesinine kork). Mitte tsentrifuugida! Säilib 4 tundi toatemperatuuril.	<input type="checkbox"/> Madalmolekulaarne hepariin <input type="checkbox"/> Fraktsioneerimata hepariin
<input type="checkbox"/> PFA-P2Y12 NB! Vajalik täisveri (9NC-katsuti, helesinine kork). Mitte tsentrifuugida! Säilib 4 tundi toatemperatuuril.	<input type="checkbox"/> Hep/PF4 Ab (HIT diagnostika) <input type="checkbox"/> Rivaroksabaan
<b>Tromboelastomeetrilised uuringud</b>	<input type="checkbox"/> Apiksabaan
<input type="checkbox"/> APTEM, INTEM, EXTEM, FIBTEM paneel	<input type="checkbox"/> Edoksabaan
<input type="checkbox"/> HEPTEM, INTEM, EXTEM, FIBTEM paneel	<input type="checkbox"/> Dabigatraan