

HEMOSTAASI SÜSTEEMI UURINGUTE TELLIMISLEHT

Patsiendi PERENIMI:..... **EESNIMI:**.....
Isikukood (või sugu ja vanus):..... **Proovivõtu kuupäev:**.....
Tellija (nimi, kood):..... **Proovivõtu kellaaeg:**.....
Tellija telefon:..... **Proovivõtja (nimi, kood):**
Asutus, osakond:.....

Kohustuslik

Ravimid: ☐ ei saa antikoagulanti/antiagreganti ☐ varfariin (Marevan) ☐ rivaroksabaan ☐ apiksabaan ☐ edoksabaan ☐ dabigatraan ☐ madalmolekulaarne hepariin ☐ fraktsioneerimata hepariin ☐ klopidooreel ☐ tikagreloor ☐ aspiriin
--

Proovinõu 9NC-katsuti (helesinine kork)	
Veritsuse sõeluuringud	Veritsusuuringud
☐ PT-INR	☐ von Willebrandi faktor
☐ APTT	☐ von Willebrandi faktori aktiivsus
☐ Fibrinogeen	☐ von Willebrandi faktori multimeerid
☐ Trombiini aeg	☐ VII faktor
	☐ VIII faktor
Tromboosi diagnostika	☐ IX faktor
☐ D-dimeerid	☐ XI faktor
Trombofiilia uuringud	Hüübimisfaktorite inhibiitorite uuringud
☐ Antitrombiin III	☐ Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring (APTT mix)
☐ Proteiin C	☐ Hüübimisfaktorite inhibiitorite sõeluuring (PT mix)
☐ Vaba proteiin S	☐ VIII faktori inhibiitorid
☐ APC-R	☐ IX faktori inhibiitorid
☐ Luupusantikoagulantide paneel	
☐ VIII faktor	Antikoagulantravi jälgimine
Trombotsüütide funktsiooniuuringud ja antiagregantravi jälgimine	☐ Madalmolekulaarne hepariin
☐ PFA-Col/Epi ja PFA-Col/ADP NB! Vajalik täisveri (9NC-katsuti, helesinine kork). Mitte tsentrifuugida! Säilib 4 tundi toatemperatuuril.	☐ Fraktsioneerimata hepariin
☐ PFA-P2Y12 NB! Vajalik täisveri (9NC-katsuti, helesinine kork). Mitte tsentrifuugida! Säilib 4 tundi toatemperatuuril.	☐ Hep/PF4 Ab (HIT diagnostika)
☐ PFA-P2Y12 NB! Vajalik täisveri (9NC-katsuti, helesinine kork). Mitte tsentrifuugida! Säilib 4 tundi toatemperatuuril.	☐ Rivaroksabaan
☐ PFA-P2Y12 NB! Vajalik täisveri (9NC-katsuti, helesinine kork). Mitte tsentrifuugida! Säilib 4 tundi toatemperatuuril.	☐ Apiksabaan
Tromboelastomeetrilised uuringud	☐ Edoksabaan
☐ APTTEM, INTEM, EXTEM, FIBTEM paneel	☐ Dabigatraan
☐ HEPTTEM, INTEM, EXTEM, FIBTEM paneel	☐ INR (varfariin)